



# BK-301

# BK-300

## BK-301 Bebek Kodu / NewBorn Baby Bed



- Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
- Amortisör yardımı ile yüksekliği ayarlanabilmektedir.
- Ters trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Boya öncesi NANO teknoloji ile temizlik.
- Antibakteriel boya.
- Easy cleanable sleep surface.
- Reverse trendelenburg position.
- Height adjustment by hydraulic.
- Cross lockable castors.
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.
- Anti-bacterial mattress.
- Cleaning with NANO technology.
- Antibacterial electrostatic powder paint.
- Genişlik / Width : 46,5 cm.
- Derinlik / Depth : 85,5 cm.
- Yükseklik / Height : 88,5 - 111,5 cm.
- Ağırlık / Weight : 16 kg.
- Sirt kısmı (maximum) / Reverse Trendelenburg : 8°

## BK-300 Bebek Kodu / NewBorn Baby Bed



- Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
- Ters trendelenburg pozisyonu.
- Çapraz kilitlenebilen tekerler.
- Antibakteriel, şeffaf görünümlü polikarbon malzeme.
- Antibakteriel şilte.
- Boya öncesi NANO teknoloji ile temizlik.
- Antibakteriel boya.
- Easy cleanable sleep surface.
- Reverse trendelenburg position.
- Cross lockable castors.
- Antibacterial, transparent polycarbonate sleep area.
- Anti-bacterial mattress.
- Cleaning with NANO technology.
- Antibacterial electrostatic powder paint.
- Genişlik / Width : 46,5 cm.
- Derinlik / Depth : 85,5 cm.
- Yükseklik / Height : 94,5 cm.
- Ağırlık / Weight : 13 kg.
- Sirt kısmı (maximum) / Reverse Trendelenburg : 8°