

MLC-2500



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

• Yükseklik	• Height Range	: 62-91 cm
• Trendelenburg	• Trendelenburg	: 13°
• Ters Trendelenburg	• Reverse Trendelenburg	: 13°
• Sirt kısmı	• Backrest Angle	: 75°
• Uzunluk	• Overall Length	: 210 cm
• Genişlik	• Width	: 77 cm
• Yatma yüzey uzunluğu	• Patient Surface Length	: 191 cm
• Yatma yüzey genişliği	• Patient Surface Width	: 59 cm
• Sirt kısmı uzunluğu	• Back Section Length	: 72,5 cm
• Teker çapı	• Castor Diameter	: 15 cm
• Ağırlık	• Weight	: 95 kg
• Güvenli çalışma kapasitesi	• Safe Working Load	: 175 kg

MLC-2500 Hidrolik Acil Müdahale Sedyesi / Hydraulic Patient Stretcher

- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Katlanabilir kenar korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- 15 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.
- Hasta bağlama kemeri.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik serum askısı.
- 95°'de yıkanabilen, alev almaz, çift taraflı esnek, şilte kılıfı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Boya öncesi NANO teknoloji ile temizlik.
- Oksijen tüpü yuvası. (Opsiyonel)

- Backrest adjustment assisted by hydraulic.
- Foldable side guards, easy and safe handling, solid and hygienic construction, no danger of accidental crushing.
- 15 cm castors with central locking.
- High/low, trendelenburg/reverse trendelenburg positions.
- X-Ray translucent sleep surface.
- Patient belt for fastening.
- Height adjustable stainless steel IV pole.
- Washable at 95°, fire retardant, mattress cover.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.
- Cleaning with NANO technology.
- Oxygen tank holder. (Optional)

