

Etejer *Bedside Cabinets*

MAC-301



- Genişlik / Width : 50 cm.
- Derinlik / Depth : 40 cm.
- Yükseklik / Height: 79 cm.
- Suntalam gövde / Laminated chipboard body
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- 1 adet dolap / One unit cupboard
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-302



- Genişlik / Width : 43 cm.
- Derinlik / Depth : 48.5 cm.
- Yükseklik / Height: 76.5 cm.
- Laminant gövde / Laminated body
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-305



- Genişlik / Width : 52 cm.
- Derinlik / Depth : 43 cm.
- Yükseklik / Height: 83 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-305-3



- Genişlik / Width : 52 cm.
- Derinlik / Depth : 47,5 cm.
- Yükseklik / Height : 83,5 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 2 adet küçük çekmece / Two unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-306




- Genişlik / Width : 52 cm.
- Derinlik / Depth : 47,5 cm.
- Yükseklik / Height: 82 cm
- Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity
- Suntalam gövde / Laminated chipboard body
- 1 adet çekmece / One unit drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors
- Buzdolabı (35 L) / Fridge (35 L)

MAC-307



- Genişlik / Width : 46 cm.
- Derinlik / Depth : 47 cm.
- Yükseklik / Height: 85 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş çelik gövde / Steel body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- Kompak laminant ön panel. / HPL front panel.
- ABS plastik yapıda bölmeli çekmece / HPL drawer with ABS plastic separator.
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-308



- Genişlik / Width : 46 cm.
- Derinlik / Depth : 47 cm.
- Yükseklik / Height: 85 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş çelik gövde / Steel body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- Kompak laminant ön panel. / HPL front panel.
- ABS plastik yapıda bölmeli çekmece / HPL drawer with ABS plastic separator.
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

Etejer Bedside Cabinets

MAC-306 S



- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 45,5 cm.
- Yükseklik / Height: 83 cm
- Alüminyum profil ile desteklenmiş çelik gövde / Steel body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- Kompak laminant ön panel. / HPL front panel.
- Kompak laminant (HPL) küçük çekmece kapağı / HPL drawer
- ABS plastik yapıda bölmeli çekmece / HPL drawer with ABS plastic separator.
- Buzdolabı (35 L) / Fridge (35lt.)
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-307 S



- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 45,5 cm.
- Yükseklik / Height: 77 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş çelik gövde / Steel body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- Kompak laminant ön panel. / HPL front panel.
- ABS plastik yapıda bölmeli çekmece / HPL drawer with ABS plastic separator.
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-308S



- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 45,5 cm.
- Yükseklik / Height: 77 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş çelik gövde / Steel body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- Kompak laminant ön panel. / HPL front panel.
- ABS plastik yapıda bölmeli çekmeceler / HPL drawer with ABS plastic separator.
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors

MAC-309



- Genişlik / Width : 52 cm.
- Derinlik / Depth : 43 cm.
- Yükseklik / Height: 83 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş suntalam gövde / Laminated chipboard body supported with aluminium profile.
- ABS plastik üst tabla / ABS plastic top surface
- 1 adet küçük çekmece / One unit drawer
- 1 adet büyük çekmece / One unit large drawer
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors
- Entegre yemek masası / With integrated table

MAC-310



- Genişlik / Width : 45 cm.
- Derinlik / Depth : 45,5 cm.
- Yükseklik / Height: 77 cm.
- Alüminyum profil ile desteklenmiş çelik gövde / Steel body supported with aluminium profile.
- Kompak Laminant (HPL) üst tabla / HPL material top surface
- Kompak laminant ön panel. / HPL front panel.
- ABS plastik yapıda bölmeli çekmece / HPL drawer with ABS plastic separator.
- İki kilitlenebilir tekerler / Cross lockable castors
- Entegre yemek masası / With integrated table

ED 100



- Genişlik / Width : 40 cm.
- Derinlik / Depth : 50 cm.
- Yükseklik / Height: 193 cm
- Suntalam gövde ve kapak / Laminated chipboard body and door
- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- 2 adet raflı bölüm / Wooden shelved two section
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)

ED 200



- Genişlik / Width : 80 cm.
- Derinlik / Depth : 50 cm.
- Yükseklik / Height: 193 cm
- Suntalam gövde ve kapak / Laminated chipboard body and door
- Elbise askılıkları / Clothes-hangers
- 2 adet raflı bölüm / Wooden shelved two section
- Kilit (Opsiyonel) / Lock (Optional)

Hasta Yemek Masası *Overbed Tables*

MOT-400



- 40 x 80 cm üst tabla / Width
- 79 - 104 cm yükseklik / Height Range
- Laminant tablalı / Laminate Surface
- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

MOT-404



- 42 x 80 cm üst tabla / Width
- 79 - 104 cm yükseklik / Height Range
- ABS plastik tablalı / ABS Plastic Surface
- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / ABS Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

MOT-405



- 40 x 76.5 cm üst tabla / Width
- 79 - 104 cm yükseklik / Height Range
- Kompak Laminant (HPL) / Compact Laminate Surface (HPL)
- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

MOT-406



- 40 x 76.5 cm üst tabla / Width
- 79 - 104 cm yükseklik / Height Range
- Kompak Laminant (HPL) / Compact Laminate Surface (HPL)
- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

MOT-407



- 40 x 76.5 cm üst tabla / Width
- 81 - 108 cm yükseklik / Height Range
- Kompak Laminant (HPL) / Compact Laminate Surface (HPL)
- Amortisörlü yükseklik ayarlı hasta yemek masası / Overbed table with Gas Spring Mechanism
- İki kilitlenebilir tekerler / Lockable castors

Şilte *Mattress*



MA-202

32 Dansite Kanallı
12 x 86 x 195 cm
32 Density Splined

MA-202-C

32 Dansite Kanallı
10 x 70 x 160 cm
32 Density Splined

MA-202-M

32 Dansite Kanallı
12 x 86 x 185 cm
32 Density Splined

MA-202 FT

32 Dansite Kanallı
12 x 86 x 200 cm
32 Density Splined

MA-203

32 Dansite Alevalmaz Kanallı
14 x 86 x 195 cm
32 Density Fire Retardant, Splined

MA-203-M

32 Dansite Alevalmaz Kanallı
14 x 86 x 185 cm
32 Density Fire Retardant Splined

MA-203 FT

32 Dansite Alevalmaz Kanallı
14 x 86 x 200 cm
32 Density Fire Retardant, Splined



MA-204

55-60 Dansite 4 cm kalınlığında viskoelastik
32 Dansite 8 cm kalınlığında sünger
12 x 86 x 195 cm

55-60 Density 4 cm height memory foam
32 Density 8 cm height foam

MA-204 FT

55-60 Dansite 4 cm kalınlığında viskoelastik
32 Dansite 8 cm kalınlığında sünger
12 x 86 x 200 cm

55-60 Density 4 cm height memory foam
32 Density 8 cm height foam