

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE SERIA WD-AP

Elementy szafek serii **WD-AP** wykonano z:

szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, jednostronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek

blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem

stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szafki oraz instalację wyposażenia dodatkowego

podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary całkowite [mm]: 480 x 400 x 860
[długość x szerokość x wysokość]



WD-AP-1



Widok z tyłu

STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE SERIA WD

Dane techniczne:

- długość: 775 mm
- szerokość: 450 mm
- wysokość: 850-1300 mm
- pochylenie blatu: 0-60°C



WD-6

blat z płyty meblowej laminowanej
stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą
opcja: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



WD-7

blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem
stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą
opcja: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



WD-8

blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem
stelaż stalowy, lakierowany proszkowo
podstawa z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą