

SERIA WD-1



WD-1



WD-1/A

Szafki serii WD-1 wykonano w całości z płyty meblowej okleinowanej PCV.

Podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą.

Jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek.

Wymiary całkowite [mm]: 430 x 460 x 850
[długość x szerokość x wysokość]



WD-1/AW



WD-1/AB

Wymiary całkowite [mm]:

525 x 460 x 850

[długość x szerokość x wysokość]

Wymiary blatu bocznego [mm]:
450 x 320

SERIA WD-1/AL

Elementy szafek serii WD-1/AL wykonano z:

stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg RAL

wypełnienie z płyty meblowej laminowanej

podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm



WD-1/AL

Wymiary całkowite [mm]: 430 x 400 x 880
[długość x szerokość x wysokość]



WD-1/AL/AB

Wymiary całkowite [mm]: 525 x 400 x 880
[długość x szerokość x wysokość]



WD-1/AL-ABS

Opcja: blat i podstawa z tworzywa ABS
Wymiary całkowite [mm]: 480 x 400 x 860
[długość x szerokość x wysokość]