

SERIA K-3 TYP D



D-02KO/F

Elementy **stolików serii K-3 typ D** wykonano z:
stelaż aluminiowy lub stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy
kuweta z tworzywa sztucznego
stelaż do worków na odpady stalowy, lakierowany proszkowo z pokrywą z tworzywa
koszyk na akcesoria stalowy, lakierowany proszkowo

Opcjonalnie: stoliki w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Oznaczenie wykonania:

KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9
ST stal lakierowana proszkowo



D-03ST/A



D-01ST/A



D-01ST/B



D-01ST/C



D-01ST/D

Wymiary całkowite [mm]:

805 x 430 x 890

[długość x szerokość x wysokość]



D-02ST/A



D-02ST/B



D-02ST/C



D-03ST/C



D-03KO/D



D-03KO/F

Wymiary całkowite [mm]:

1000 x 430 x 890

[długość x szerokość x wysokość]



D-04ST/A



D-04ST/B



D-04ST/C



D-04KO/E



D-04KO/F

Wymiary całkowite [mm]: 680 x 430 x 890
 [długość x szerokość x wysokość]