

STOLIKI ODDZIAŁOWE SERIA WL



WL-01ST/B

Elementy **stolików serii WL** wykonano z:
stelaż aluminiowy lub stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanych dwóch tac **przegrodki** do leków z tworzywa sztucznego
miska na odpadki ze stali nierdzewnej
koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo

Opcjonalnie: stelaż, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary całkowite [mm]: 660 x 425 x 890
 [długość x szerokość x wysokość]



WL-01ST/A



WL-01ST/A z wyposażeniem dodatkowym

STOLIKI INSTRUMENTALNE SERIA K-4



E-01KO

Elementy **stolików serii E-02** wykonano z:
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z brzegami wywiniętymi do góry lub pogłębieniem, wysokość regulowana ręcznie w zakresie 800-1400 mm
podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 80 mm

Opcjonalnie: stoliki w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary całkowite [mm]: 750 x 500 x 800-1400
 [długość x szerokość x wysokość]

Stolik E-01 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360°, wysokość regulowana hydraulicznie w zakresie 960-1250 mm za pomocą pedału nożnego
podstawa wyposażona w podwójne koła o średnicy 125 mm

Wymiary całkowite [mm]: 800 x 500 x 960-1250
 [długość x szerokość x wysokość]



E-02ST



E-02KO



E-02KO z blatem pogłębionym

STOLIK INSTRUMENTALNY E-03



Stolik E-03 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
blat z pogłębieniem, wysokość regulowana ręcznie przy pomocy korby w zakresie 800-1400 mm
podstawa wyposażona w koła o średnicy 80 mm

Wymiary całkowite [mm]: 1100 x 600 x 800-1400
 [długość x szerokość x wysokość]

Oznaczenie wykonania:

KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9
ST stal lakierowana proszkowo