

## SERIA STKO



**Stoliki serii STKO** wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażono w koła o średnicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą  
**blat** z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunieniem się

**Wyposażenie dodatkowe:** uchylne miski, uchwyt do worka na odpady z pokrywą, półka nad-blatowa, półka uchylna, nadstawka na 4, 5 lub 6 uchylnych pojemników, pojemnik na narzędzia, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na igły, koszyk na akcesoria, wieszak do kroplówki z regulacją wysokości, koszyk na cewniki

**Wymiary całkowite [mm]:**  
długość: **450, 500, 550, 600, 1100**  
szerokość: **500**  
wysokość: **850-1600**

STKO-02/B



STKO-01/A



STKO-01/B



STKO-01/C



STKO-01/D



STKO-02/E



STKO-03/B



STKO-04



STKO-04/A



STKO-04/B



STKO-04/E