


panel dziecięcy
MERYfun

DI: MERY20140203



bo dzieci wiedzą lepiej...


Nigdy już nie będzie nudno na oddziałach dziecięcych. MERYfun gwarantuje, dzięki bogatej możliwości aranżacji graficznych, że każda z sal łóżkowych może stać się odrobinę przyjemniejsza dla małych pacjentów.


Wysokiej klasy wykończenia oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sprawiają, że MERYfun zyskuje ogromne uznanie, szczególnie w oczach małych pacjentów.


Panel występuje w bardzo szerokim zakresie możliwości montażu osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i oświetlenia zarówno standardowymi świetłówkami jak i LED. Każdy z produktów może być wyposażony w technologię AmbientLight lub ControlLight, dającą pełną możliwość regulacji światła.

MERYfun oparty jest o specjalnie zaprojektowane lekkie kanały aluminiowe, w których można dokonywać dowolnej aranżacji punktów poboru gazów medycznych oraz różnych systemów gniazd elektrycznych i teleinformatycznych zamontowanych.

Oprócz typowego osprzętu elektrycznego możemy zastosować gniazda elektryczne wykonane z materiałów antybakteryjnych oraz z mechaniczną przesłoną frontu gniazda, co gwarantuje, że mały pacjent oprócz komfortu w sali jest także zabezpieczony przed jakimikolwiek zagrożeniami wynikającymi z przepięć w instalacji elektrycznej.







materiały

Frontowe płyty z grafiką, wykonane są z bezpiecznej płyty PVC lub Corian® firmy DuPont®, które przy uszkodzeniach mechanicznych, absorbują większość siły i odkształcają się w sposób kontrolowany. W przypadku tego drugiego, możemy stworzyć unikalne trójwymiarowe grafiki, dające wrażenie głębi przy wysokim poziomie zachowania wymagań higienicznych i ergonomicznych.

Bezpieczeństwo to priorytet, uśmiech małego pacjenta to wartość dodana.

