

DEDAL III

SERIA AP

Montaż: bezpośrednio na szynę instrumentalną

Elementy zestawu DEDAL III wykonano z: **element nośny** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo **szuflada i półka** stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, z pogłębieniem

Konfiguracja zestawu półkowego według indywidualnego zapotrzebowania Zamawiającego.



widok z tyłu



widok z dołu

AP-05

Przykładowe rozwiązania zestawu półkowego montowanego na szynę instrumentalną



AP-01



AP-02



AP-03



AP-04

Przykładowe rozwiązania zestawów półkowych DEDAL III