



Półka pod kardiomonitor obniżona z szufladką KB-01



Półka pod kardiomonitor obniżona KB-02



Półka pod kardiomonitor z szufladą na wysięgniku KB-03



Półka lekka - tacka PT-1



Półka pod kardiomonitor z szufladką KB-01/AP



Półka pod kardiomonitor z szufladką KB-01/AP



Półka pod kardiomonitor obniżona KB-02/AP



Półka pod kardiomonitor KB-02/AP

## DEDAL I

Elementy zestawu **DEDAL I** wykonano z:  
**burty** (elementy nośne) z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo  
**szuflada i półka** stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL,  
 blat z pogłębieniem  
**wieszak** kroplówki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

**Opcjonalnie:** blat półki i szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,  
 blat z wywiniętym rantem zabezpieczającym sprzęt przed zsunieniem się



SERIA DSC

Montaż na szynę instrumentalną



SERIA DSU

Montaż do jednostki zasilającej sufitowej

