

SERIA KO-2M

Wieszaki teleskopowe kroplówki serii KO-2M w całości wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. **Głowica** zakończona dwoma haczykami.

Wymiary:

- długość w stanie złożonym: **800 mm**
- długość w stanie rozłożonym: **2000 mm**



KO-2M



KO-2M z uchwytem na szynę instrumentalną



KO-2M podwójny



Opcja: Parawanowieszak