


**NOWOŚĆ**

## WYSIĘGNIKI PRZEGUBOWE

Wysięgniki przegubowe **WKP** są produkowane jako jedno, dwu lub trójprzegubowe. Wykonane są z materiałów:

- z rurki aluminiowej wykończonej powłoką galwaniczną (anodowanie lub elektropolerowanie),
- z rurki aluminiowej pokrytej powłoką lakierniczą,
- z rurki kwasoodpornej polerowanej lub matowej,
- z rurki stalowej chromowanej.

Wyposażone są w uniwersalny uchwyt szynowy instalacyjny, jeden, dwa lub trzy przeguby z blokadą, zaczepy drenów lub kabli, giętkie ramię (gęsia szyja), głowicę lub uchwyt. Długość ramion: 20cm, 30cm, 45cm, 55cm



Wysięgnik trójprzegubowy z zaczepami do drenów




Wysięgnik trójprzegubowy mocowany do szyny typ Modur




Wysięgnik przegubowy z giętkim ramieniem i z możliwością regulacji wysokości



Wysięgnik przegubowy z giętkim ramieniem



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA



GŁOWICE, UCHWYTY, ZACZEPY