





Wagi WPT 6/15D i WPT 10/20D są precyzyjnymi elektronicznymi wagami klasy III przeznaczonymi do ważenia niemowląt. Posiadają szalkę z polistyrenu Owispol oraz podświetlany wyświetlacz typu LCD.

Standardowo każda waga zasilana jest napięciem sieciowym 230V AC / 11V AC. W mierniku wagowym PUEC/31 znajduje się pojemnik na akumulatory (6×AA - jest to alternatywne źródło zasilania).



Dane techniczne:

	WPT 6/15D	WPT 10/20D
Obciążenie maksymalne	6/15 kg	10/20 kg
Dokładność odczytu	2/5 g	5/10 g
Zakres tary	-15 kg	-20 kg
Temperatura pracy	0° - +40 °C	
Sygnal wyjściowy	RS 232	
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + 6×AA NiMH	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	

Wyposażenie dodatkowe:

Drukarka KAFKA 1, KAFKA 1/Z, KAFKA SQ

Program komputerowy PW-WIN 2004, RAD-KEY 2000