

5-calowy wyświetlacz dotykowy
personalizacja ekranu
najwyższy komfort obsługi



www.radwag.pl

X2 Nowa seria
wag laboratoryjnych


POZIOM ZAAWANSOWANY

X2

Nowa seria wag
laboratoryjnych
RADWAG
2015



AS X2
Wagi analityczne



PS X2
Wagi precyzyjne



PS 10 X2
Wagi precyzyjne



APP X2
Wagi precyzyjne

Obciążenie maksymalne [Max]	52 - 310 g	200 - 6000 g	1 - 10 kg	10 - 32 kg
Dokładność odczytu [d]	0,01 - 0,1 mg	1 - 10 mg	0,01 - 0,1 g	0,01 - 0,1 g
Wyświetlacz	5-calowy pojemnościowy kolorowy panel dotykowy	5-calowy pojemnościowy kolorowy panel dotykowy	5-calowy pojemnościowy kolorowy panel dotykowy	5-calowy pojemnościowy kolorowy panel dotykowy
Kalibracja	automatyczna wewnętrzna	automatyczna wewnętrzna	automatyczna wewnętrzna	automatyczna wewnętrzna
Czas stabilizacji	3,5 - 6 s	1,5 - 2 s	3 s	2 - 3 s
Wymiar szalki	ø 70 mm lub ø 85 mm	128×128 lub 195×195 mm	195×195 mm	348×260 mm
Interfejsy	USB A, USB B RS 232 (2 gniazda) Ethernet, Wi-Fi (opcja)	USB A, USB B RS 232 (2 gniazda) Ethernet, Wi-Fi (opcja)	USB A, USB B RS 232 (2 gniazda) Ethernet, Wi-Fi (opcja)	USB A, USB B RS 232 (2 gniazda) Ethernet, Wi-Fi (opcja)

DOŚTĘPNE:
II kwartał
2015

Wygoda obsługi, dzięki 5-calowemu wyświetlaczowi pojemnościowemu

W wagach serii X2 zastosowano najnowszej generacji wyświetlacz pojemnościowy, zapewniający maksymalny komfort pracy. Prostota obsługi, przejrzystość menu oraz intuicyjny układ informacji na wyświetlaczu gwarantują wygodę użytkownika.

Personalizacja poprzez widżety

X2 to jedyna waga na rynku, która pozwala zaprojektować układ informacji na wyświetlaczu poprzez szeroki wybór widżetów. Personalizacja wyświetlacza wagi X2 zapewnia dostęp do informacji i wyników pracy bezpośrednio z głównego pulpitu wyświetlacza.

Nieograniczone możliwości komunikacji

Dostępność popularnych interfejsów zapewnia możliwość wyboru najbardziej optymalnego sposobu komunikacji. Wagi serii X2 oferują nieograniczone możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, umożliwiając drukowanie, kopiowanie, archiwizację i przesył danych.

Ergonomia pracy

Dzięki zastosowaniu czujników IR wiele operacji (np. tarowanie, wysłanie wyniku do drukarki lub wybór kolejnych kroków procesu itp.) można wykonać bezdotykowo, zbliżając rękę do czujnika.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie wagi serii X2 posiadają pamięć ALIBI, która gwarantuje bezpieczeństwo i automatyczną rejestrację Twoich pomiarów, a także możliwość przeglądania danych, ich kopiowania i archiwizacji.

Zarządzanie danymi

Wykorzystanie interfejsu USB umożliwia szybkie przenoszenie i kopiowanie wyników pracy (pomiarów, raportów, bazy danych) do komputera lub innej wagi. Zarządzanie danymi w wadze jest również możliwe online, poprzez zdalny dostęp do wagi i jej bazy danych.