



MR-96A

CZYTNIK MIKROPŁYTEK ELISA



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Całkowicie automatyczny, bichromatyczny system optyczny
- 7,8 calowy kolorowy ekran dotykowy LCD
- Pamięć wewnętrzna o pojemności 20 000 wyników
- Wydruk wyniku ze szczegółowymi danymi pacjenta
- Możliwość wykonania 12 różnych testów na 1 płytce
- Oprogramowanie minimalizujące zużycie lampy halogenowej (długi czas życia)
- Programowalny czas i szybkość wytrząsania płytek
- Różne modele matematyczne krzywych kalibracyjnych
- Wbudowana drukarka termiczna, a także możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej
- Wewnętrzny program kontroli jakości z wyborem kryteriów oceny i wykresami QC





MW-12A

MEDAN

PŁUCZKA MIKROPŁYTEK ELISA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Kompatybilna z płytkami o różnym profilu dna
- Możliwość zaprogramowania płukania na 8 lub 12 studzienek w linii
- Automatyczne wykrywanie dna płytki oraz zabezpieczenie przed kolizją
- Możliwość programowania czasu płukania i wytrząsania płytki oraz wyboru szybkości wytrząsania
- Pamięć mieszcząca 100 różnych, edytowalnych programów płukania
- Funkcja dokładnego odsysania płynu
- Automatyczny program kontroli funkcji systemowych
- Automatyczny program monitorowania układu płynów płuczących i ścieków
- Zabezpieczenie przed tworzeniem się aerozoli



MEDAN
ul. Korczoka 32
44-103 Gliwice
www.medan.com.pl
box@medan.com.pl

tel./fax.: +48 (32) 331 68 31
tel./fax.: +48 (32) 235 97 19
tel./fax.: +48 (32) 235 97 20
tel./fax.: +48 (32) 335 42 90
fax.: +48 (32) 231 13 65