



Wirówka **WKR** jest idealnym urządzeniem do zastosowania przy rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa. Hydromasaż oraz kąpiele wirowe są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Lecznicze działanie hydromasażu zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Wanna **WKR** zapewnia efektywny hydromasaż 2-strefowy, a jej funkcjonalność spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



Długość: **116,5 cm**



Wysokość: **95,2 cm**



Szerokość: **68 cm**



Waga: **75 kg**



Pojemność: **210 l**

Cechy charakterystyczne:

- nieka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
- nieka wzmocniana matami z włókna szklanego,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (75-210 l),
- efektywny hydromasaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych,
- możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l): 1 - kończyny dolne, 2 - kończyny dolne + kręgosłup,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-599 min.),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie wanny,
- półautomatyczny system opróżniania wanny,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic,
- stopień ułatwiający wejście do wanny.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	75-145
Pojemność do przelewu [l]:	210
Liczba dysz:	12
Czas napełniania / opróżniania [min]:	2/3,5
Pobór mocy [kW]:	1,5
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	116,5 x 68 x 95,2
Waga [kg]:	75

