



Wirówka **WKD** jest idealnym urządzeniem do zastosowania przy rehabilitacji kończyn dolnych. Hydromasaż oraz kąpiele wirowe są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Lecznicze działanie hydromasażu zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Atutem urządzenia jest efektywny hydromasaż oraz system automatycznego napełniania.



Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
- niecka wzmocniona matami z włókna szklanego,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (120-150 l),
- efektywny hydromasaż przy użyciu 6 dysz kierunkowych,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-599 min.),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system odkamieniania sterowany elektronicznie,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik poziomu wody,
- system automatycznego napełniania,
- szybkie napełnianie i opróżnianie wanny,
- półautomatyczny system opróżniania wanny,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic,
- stopień ułatwiający wejście do wanny.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	ok. 120
Pojemność do przelewu [l]:	160
Liczba dysz:	6
Czas napełniania / opróżniania [min.]:	4/3
Pobór mocy [kW]:	0,9
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	118 x 62 x 81
Waga [kg]:	55

