

Balmed

Wanna medyczna do balneoterapii



Balmed to nowoczesna wanna medyczna zaprojektowana specjalnie dla placówek oferujących kąpiele balneologiczne: kwasowęglowe, solankowe, siarczkowe oraz borowinowe. **Balmed** to najbardziej popularna wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków Medical SPA & Wellness w Polsce.



Długość: **195 cm**



Wysokość: **76 cm**



Szerokość: **75 cm**



Waga: **75 kg**



Pojemność: **240/300 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
- niecka jest wykonana z wysokiej jakości akrylu, odpornego na działanie temperatury i czynników chemicznych,
- niecka wzmocniana matami z włókna szklanego,
- duży spust umożliwiający szybkie opróżnienie wanny,
- elementy armatury i wykończenia wykonane ze stali kwasoodpornej,
- ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny,
- szybkie napełnianie dzięki zastosowaniu 2 dysz napełniających,
- doprowadzenie wody ciepłej i zimnej,
- prysznic,
- do 3 rodzajów mediów: woda nasycona CO₂, solanka ciepła lub zimna, woda siarczkowa ciepła lub zimna,
- opcje pozwalające na kąpiele borowinowe i siarczkowe,
- stopień ułatwiający wejście do wanny,
- pojemność zależna od wybranej wersji:
STANDARD: zużycie wody - 150-300 l,
ECO: ekonomiczne zużycie wody – 140-240l zmniejszające koszt zabiegu.

Dane techniczne:

	ECO	STANDARD
Pojemność zabiegowa [l]:	140	150
Pojemność do przelewu [l]:	240	300
Czas napełniania* / opróżniania** [s]:	142/140	165/162
Liczba dysz napełniających:	2	2
Zasilanie [V/Hz]:	230/50	230/50

* 2x Ø 3/4" DN20, 5 bar

** Odpływ min DN 100 o przepustowości min 3,5 L/s na całej długości instalacji ściekowej

Możliwości zabiegowe:

- balneoterapia: wody chlorkowo-sodowe (solanki), wody wodorowęglanowe (szczawy), wody siarczkowo-siarkowodorowe, wody radocenne, wody termalne,
- kąpiele w płynnej borowinie,
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora,
- kąpiele w piwie,
- kąpiele perełkowe (opcja AIR 64),
- chromoterapia (opcje CHROMO).

Opcje dodatkowe:

AIR 64: 64 dysze powietrzne do masażu perełkowego, system podgrzewania powietrza, niezależna pompa powietrza (opcja wyklucza kąpiele borowinowe)

CHROMO 12: chromoterapia - 12 pojedynczych źródeł światła

CHROMO 24: chromoterapia - 24 pojedyncze źródła światła

PODPÓRKA: podpórka dla pacjentów o niższym wzroście

Dostępne modele:

Model	Ilość zaworów	Ciepła woda	Zimna woda	Prysznic	Medium 1	Medium 2	Medium 3
Balmed ECO / STANDARD	3	●	●	●			
Balmed ECO / STANDARD	4	●	●	●	●		
Balmed ECO / STANDARD	5	●	●	●	●	●	
Balmed ECO / STANDARD	6	●	●	●	●	●	●

Aby zamówić należy określić model i wybrać wersję pojemnościową, np.

"Balmed STANDARD 6" - wanna pozwala na podłączenie do 3 rodzajów mediów.

