

MEDICART 1500 - ROLLER SHUTTER

This multifunctional cart can be used in many different departments, as a medication cart, file cart etc.

MEDICART 1500 - ROLETA

Ten wielofunkcyjny wózek może być stosowany na różnych oddziałach szpitalnych.

**MEDICART 1500. ROLLER SHUTTER**

The cart has a plastic sliding panel with a push button for easy activation of the panel. It can be locked using a key or electronic combination lock. The built-in handle at the top of the sliding panel makes it easier to close the cart and ensures that the lock is not broken.

The inside can be fitted with internal guides, telescopic guides or a combination of both. This permits a large number of different combinations.

The carts can be filled with baskets, boxes, trays for medication pots and other medication distribution systems. More information on these is available in the chapter on trays and baskets.

MEDICART 1500. ROLETA

Ten wózek posiada składany przedni panel z wygodnym przyciskiem blokującym. Możliwość zamykania na klucz, zamek elektroniczny i chipowy. Zamek umieszczony jest na przednim panelu, jest wygodny w użyciu i zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wewnątrz można stosować prowadnice ślizgowe i zaczepowe albo kombinację obu. To pozwala na dużą liczbę konfiguracji wózka.

Wózki mogą być wypełnione tacami, koszami, pudełkami do transportu medykamentów. Więcej informacji w dziale kosze i tace.



MEDICART 1500 - ROLLER SHUTTER WITH KEY LOCK

MEDICART 1500 - ROLETA Z BLOKADĄ NA KLUCZ

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19009 00091	740 x 565x 1165 mm	1115 mm



MEDICART 1500 - ROLLER SHUTTER WITH KEY LOCK AND DRAWER FOR PORTABLE

MEDICART 1500 - ROLETA Z BLOKADĄ NA KLUCZ I SZUFLADĄ Z BOKU

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19009 00103	740 x 565 x 1305 mm	1255 mm



MEDICART 1500 - ROLLER SHUTTER WITH ELECTRONIC NUMBER LOCK

MEDICART 1500 - ROLETA Z BLOKADĄ ELEKTRONICZNĄ

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19009 00085	740 x 565 x 1165 mm	1115 mm



MEDICART 1500 - ROLLER SHUTTER WITH ELECTRONIC NUMBER LOCK AND DRAWER FOR PORTABLE

MEDICART 1500 - ROLETA Z BLOKADĄ ELEKTRONICZNĄ I SZUFLADĄ Z BOKU

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Worktop height Wysokość blatu roboczego
19009 00104	740 x 565 x 1305 mm	1255 mm