

MEXIZ TRANSPORTTROLLEY

This tall Medicart with a sliding panel can be used for transportation and storage of medications and also for distributing medication on the ward, as well as for file management, patient management etc.

WÓZEK TRANSPORTOWY "MEXIZ"

Ten wysoki wózek z zasuwaną roletą może być stosowany do transportu, przechowywania medykamentów, dokumentów etc.

**MEXIZ TRANSPORTTROLLEY. ROLLER SHUTTER**

This cart is built according to the Euronorm standard. It is compatible with all current Euronorm 600 x 400 baskets. The cart is made of four aluminium corner profiles. All the panels (side and rear panels) are made of hygienic, waterproof Volkern sheets. Due to the choice of materials (aluminium and plastic) the cart is light and manoeuvrable. All the materials are resistant to corrosion and also to popular cleaning and disinfecting products. The materials are resistant to UV and heat.

As standard the carts have 4 grey, non-marking casters with bearings (including 1 Rifix wheel and one wheel with a brake) Ø 125mm with polyurethane hubs. The double Easy-roll Tente® wheels help to minimise resistance when pushing the cart along.

The cart has a plastic sliding panel which has a push button for easy activation of the sliding panel and can be locked with an electronic combination lock.

For this trolley, only the options push handle and fold-down worktop are available.

WÓZEK TRANSPORTOWY "MEXIZ". ROLETA

Ten wózek jest zrobiony zgodnie z normą Euronorm. Jest kompatybilny z pojemnikami Euronorm 600 x 400 mm. Wózek zbudowany jest z czterech narożnych aluminiowych profili, a ścianki z aluminium i plastiku. Wózek jest szczelny, lekki i zwrotny.

Wózki mają 4 koła z nie pozostawiającego ślady materiału (włączając jedno koło z hamulcem i jedno antystatyczne) o średnicy Ø 125 mm z poliuretanowymi tulejami. Podwójne koła Easy-roll zapewniają minimalny opór toczenia.

Plastikowa roleta opuszcza się lekko i posiada prosty zamek z blokadą elektroniczną.

W wyposażeniu opcjonalnym dostępny jest tylko uchwyt do przewożenia i boczna składana półka.



MEDICART ROLLER SHUTTER - 1800 MM HIGH
MEDICART Z ROLETĄ - 1800 MM WYSOKI

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
19015 00002	750 x 625 x 1800



MEDICART ROLLER SHUTTER - 1500 MM HIGH
WÓZEK MEDICART Z ROLETĄ - 1500 MM WYSOKI

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
19015 00001	750 x 625 x 1500



MEDICART WITH PLEXI DOORS - 1800 MM HIGH
WÓZEK MEDICART Z DRZWIAMI Z PLEXI - 1800 MM WYSOKI

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
19015 00003	750 x 625 x 1800



PUSH HANDLE
UCHWYT DO PRZEWOŻENIA

Article Number Numer artykułu
19012 00006



FOLD-DOWN WORKTOP
SKŁADANA PÓŁKA

Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)
19012 00010	530 x 400 x 15 mm