

Defibrylator / Monitor



CE

Defibrylator / Monitor | Reanibex 700



Bexen cardio

Reanibex 700



Reanibex700

REANIBEX 700 to nowoczesne, przenośne urządzenie wykonane w technologii defibrylacji dwufazowej, przeznaczone do pracy w warunkach szpitalnych oraz poza nim, np. karetkach pogotowia.

Różne dostępne opcje (tryb AED, stymulacja przezskórna, pulsoksymetria, ekran EL, drukarka, uchwyt karetkowy) pozwalają skonfigurować REANIBEX 700 zgodnie z potrzebami użytkownika.

Szczególne właściwości czynią go urządzeniem niezawodnym i bezpiecznym, a jednocześnie prostym w obsłudze.

Właściwości defibrylatora/monitora REANIBEX 700

- Prosta, intuicyjna obsługa
- Niska waga, kompaktowa budowa
- Nowoczesna niskoenergetyczna technologia dwufazowej defibrylacji
- Kardiowersja
- Duży, czytelny ekran defibrylatora LCD lub EL - *opcja*
- Pełna obsługa defibrylatora wraz z drukarką na panelu czołowym lub z łyżek defibrylacyjnych
- Łyżki do defibrylacji dla dorosłych, pediatryczne zintegrowane
- Funkcja autotestu po włączeniu oraz podczas pracy
- Komunikaty wizualne, głosowe w języku polskim
- Możliwość zapisu pełnych danych na karcie pamięci oraz przesyłu ich do komputera - *opcja*
- Zasilanie z akumulatora, sieciowe jak również z samochodowej instalacji elektrycznej.
- Akumulator wysokiej pojemności gwarantujący ponad 130 defibrylacji z maksymalną energią
- Ładowanie akumulatora do pełnej pojemności w niespełna 180 minut
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia defibrylatora, bezpieczny wieszak umożliwiający stabilne mocowanie go na łóżku pacjenta, noszach zwiększający mobilność w ramach transportu wewnątrz i zewnątrz - szpitalnego
- Drukarka - *opcja* - 3 prędkości wydruku 10, 25, 50 mm/sek.
- Możliwość wyposażenia defibrylatora w dodatkowe opcje
- Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim



Przykładowe opcje oraz akcesoria:

- Tryb AED
- Stymulacja nieinwazyjna
- SpO2 w technologii Masimo
- Ekran elektroluminescencyjny
- Łyżki do defibrylacji wewnętrznej
- 4 i 10-odprowadzeniowy kabel do EKG
- Zewnętrzna ładowarka akumulatorów
- Torba transportowa
- Uchwyt karetkowy
- Oprogramowanie PC

Reanibex
700

CARDIO w Polsce • MEDEMA wyłączny dystrybutor produktów BEXEN CARDIO w Polsce • MEDEMA wyłączny dystrybutor

MEDEMA

- Zaawansowane technologie dla ludzi ratujących życie

BIURO

ul. Diany 5 lok. 1
80-299 Gdańsk

TELEFON / FAX

M: 605 660 676
T/F: 58 355 26 44

E-MAIL

biuro@medema.pl
NIP: 9570382747

WWW

www.medema.pl
REGON: 221242137

MEDEMA
Medical Concept

© 2014 MEDEMA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższe opisy, zdjęcia, znaki firmowe należą do ich właścicieli. Zabrania się kopiowania, publikowania zdjęć, opisów w całości lub / i części w prasie, internecie i innych mediach bez pisemnej zgody właścicieli. Informacje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału prosimy o kontakt z biurem MEDEMA • biuro@medema.pl • M 605-660-676 • T/F 58 355 26 44 • www.medema.pl