


Defibrylator / Monitor



red dot design award
winner 2013



CE

Defibrylator / Monitor | Reanibex 800



Bexen cardio

Reanibex 800

REANIBEX 800 to nowoczesny, wysokiej klasy wieloparametrowy defibrylator dwufazowy.

Dzięki dużemu, kolorowemu wyświetlaczowi 8.4" może również służyć do monitorowania funkcji życiowych, z możliwością pracy na dwóch wydajnych akumulatorach. Charakteryzuje się prostą, intuicyjną obsługą. Zastosowanie rozwiązań modułowych typu „Plug & Play” pozwala na łatwe rozbudowywanie o pożądane opcje i funkcje.

Właściwości defibrylatora/monitora REANIBEX 800

- Duży, kolorowy i bardzo czytelny ekran wysokiej rozdzielczości LCD 8,4"
- Tryb manualny i AED z dwufazową energią defibrylacji do 360J
- Kardiowersja
- Stymulacja przezskórna
- Wysoka wydajność oraz łatwa i intuicyjna obsługa
- Wskaźnik stanu gotowości do pracy
- 3, 5 lub 10 odprowadzeniowy kabel EKG
- 12-odprowadzeniowe EKG z możliwością transmisji
- Budowa modułowa - łatwa rozbudowa o nowe funkcje
- Lekka, wytrzymała konstrukcja dostosowana do pracy oraz transportu w każdej sytuacji z możliwością monitorowania oraz diagnostyki
- Zasilanie: sieciowe, akumulatorowe, karetkowe
- Menu, komunikaty oraz instrukcja w języku polskim



01

Wskaźnik stanu gotowości. Widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu.



02

Stymulacja przezskórna Tryb AED



03

Budowa modułowa Plug&Play: Pulsosymetria, kapnografia, NIBP, IBP, TEMP...



04

Transmisja 12 odprowadzeniowego EKG



05

Wskaźnik dobrego kontaktu tyżek z ciałem pacjenta



06

Karta pamięci „Compact Flash”



07

Drukarka 100mm

Przykładowe opcje oraz akcesoria

- Drukarka termiczna 100 mm
- 12-odprowadzeniowe EKG z transmisją
- NIBP - SunTech Medical
- IBP - Medlab (2 kanały)
- Monitorowanie temperatury ciała - Medlab (2 kanały)
- Oprogramowanie PC, PDA
- Pulsosymetria Masimo Rainbow SET (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC)
- Kapnografia Microstream - Oridon Medical
- Uchwyt karetkowy
- Torba transportowa

Reanibex
800



CARDIO w Polsce • MEDEMA wyłączny dystrybutor produktów BEXEN CARDIO w Polsce • MEDEMA wyłączny dystrybutor

MEDEMA

- Zaawansowane technologie dla ludzi ratujących życie

BIURO

ul. Diany 5 lok. 1
80-299 Gdańsk

TELEFON / FAX

M: 605 660 676
T/F: 58 355 26 44

E-MAIL

biuro@medema.pl
NIP: 9570382747

WWW

www.medema.pl
REGON: 221242137

MEDEMA
Medical Concept

© 2014 MEDEMA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższe opisy, zdjęcia, znaki firmowe należą do ich właścicieli. Zabrania się kopiowania, publikowania zdjęć, opisów w całości lub / i części w prasie, internecie i innych mediach bez pisemnej zgody właścicieli. Informacje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału prosimy o kontakt z biurem MEDEMA • biuro@medema.pl • M 605-660-676 • T/F 58 355 26 44 • www.medema.pl