

Kardiomonitor

MEDEMA
prezentuje



WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn PROPAQ® LT

Kardiomonitor gotowy do pracy w każdych warunkach

Kardiomonitor | PROPAQ® LT



Kardiomonitor PROPAQ® LT



Propaq® LT nie tylko zmieni sposób monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Pozwoli też na monitorowanie ich w miejscach oraz sytuacjach, w których dotychczas było to niemożliwe.

Niezawodność, trwałość i atrakcyjna cena to cechy tego prawdopodobnie najbardziej wszechstronnego monitora spośród urządzeń dostępnych obecnie w sprzedaży.

Propaq LT jest idealnym kardiomoniorem do współczesnych zastosowań szpitalnych, zaprojektowanym tak, aby umożliwić monitorowanie pacjentów w miejscach, w których dotychczas było to niemożliwe, zbyt skomplikowane technicznie bądź zbyt drogie. Dzięki wyjątkowo prostej obsłudze Propaq LT jest doskonałym rozwiązaniem dla pielęgniarek na oddziałach ogólnych. Legendarna jakość Propaq to gwarancja, że Propaq LT jest najtrwalszym i najbardziej wytrzymałym monitorem do zastosowań na oddziałach ratownictwa medycznego oraz w transporcie.

Dysponując możliwością bezprzewodowej transmisji danych oraz trybu pomiarów wyrwykowych, Propaq LT pełni funkcję kilku monitorów – ambulatoryjnego, telemetrycznego, przyłóżkowego i transportowego – w cenie jednego urządzenia.

Zaawansowane funkcje Masimo obejmują wskaźniki Identyfikacji i Jakości Sygnału (SIQ) Wskaźnik Perfuzji (PI), widoczne poniżej w opcji prezentacji krzywej i wartości tabelarycznych



Systemy montażu

Możliwość montażu na ścianie i na stojaku na kółkach oraz koszyk na akcesoria ułatwiają korzystanie z monitorów Propaq LT.

Opcjonalny duży, kolorowy ekran

Kardiomonitor Propaq LT można wygodnie podłączyć do dużego ekranu kolorowego, co umożliwia wybór trybu wyświetlania - 4 lub 9 wykresów krzywych. Czyni to monitor doskonałym urządzeniem do zastosowań przyłóżkowych lub zabiegowych. Dzięki możliwości montowania dużego ekranu kolorowego na blacie stolika lub na ścianie można swobodnie korzystać z monitora w miejscu, w którym jest on najbardziej potrzebny. Aby skorzystać z tej opcji można nabyć dostępne w ogólnej sprzedaży ekrany komputerowe



Kardiomonitor PROPAQ® LT



Opcjonalny duży ekran z 9 krzywymi, stacja dokująco ładująca to rozwiązanie, dzięki którym Propaq LT jest nowatorskim monitorem przyłóżkowym lub zabiegowym. Dzięki rewolucyjnej konstrukcji Propaq LT jest tak lekki, że daje się zamocować na stojaku do przetoczeń, tak trwały, że nadaje się do transportu lotniczego i tak wszechstronny, że stanowi nowy wzorzec w monitorowaniu pediatrycznym. Propaq LT umożliwi Tobie monitorowanie większej ilości pacjentów w większej ilości miejsc niż kiedykolwiek wcześniej.

Zaprojektowany tak, aby spełniać wymogi współczesnego personelu szpitalnego

Główne cechy:

- Legendarna jakość Propaq i odporność na wstrząsy oraz przeciążenia o wartości do 75 G (wystarczająca, aby urządzenie przetrwało upadek z ok. 1,8m)
- Pomiar częstości akcji serca, EKG (3 lub 5 odprowadzeń), SpO₂, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi (NIBP), czynność oddechowa
- Tryby monitorowania: noworodkowy, pediatryczny i dorosłych
- Odporny na artefakty ruchu pomiar SpO₂ Masimo SET® lub Nellcor®
- Odporny na artefakty ruchu pomiar ciśnienia tętniczego krwi Smartcuf®
- Praca w trybie monitorowania ciągłego oraz pomiarów typu Spot-check
- Prezentacja trendów z 24 godzin w formie tabelarycznej i graficznej
- Zapis pamięci do 20 zrzutów ekranowych wszystkich wyświetlanych parametrów
- Możliwość bezprzewodowej komunikacji ze stacją centralną Welch Allyn Acuity® za pomocą sieci FlexNet™ 802.11a
- Certyfikowany do zastosowań w transporcie lotniczym przez US Military

Zastosowanie najnowszych technologii

Propaq LT może komunikować się poprzez USB z dowolnym komputerem typu PC z systemem operacyjnym Windows® 2000/XP umożliwiając konfigurację ustawień monitora, przesyłanie i wydruk wyników i danych pacjenta. Propaq LT współpracuje ze stacją centralnego monitorowania Acuity® poprzez sieć bezprzewodową FlexNet 802.11a. Kardiomonitor może komunikować się bezprzewodowo poprzez dedykowaną sieć 802.11a lub sieć 802.11a/b/g dzieloną z innymi aplikacjami szpitalnymi.



APARATURA MEDYCZNA, LABORATORYJNA I REHABILITACYJNA. SPRZEDAŻ · SERWIS · DORADZTWO · WYCENY.

PROPAQ_LT
0413.wer02



MEDEMA Medical Concept

BIURO

ul. Diany 5 lok. 1
80-299 Gdańsk

TELEFON / FAX

+48 605-660-676
tel./fax: 58 355 26 44

E-MAIL

biuro@medema.pl
NIP: 957-038-27-47

WWW

www.medema.pl
REGON: 221242137

© 2013 MEDEMA Medical Concept. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższe opisy, zdjęcia, znaki firmowe należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Informacje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału prosimy o kontakt: MEDEMA Medical Concept · www.medema.pl · biuro@medema.pl · +48 605-660-676.

NOTATKI

Kardiomonitor | PROPAQ® LT

