

KARDIOMONITOR



Kardiomonitor EDAN | iM8 / iM8A / iM8B

CE

EDAN

Seria iM8



Kardiomonytory **EDAN** serii **iM8** to wygodne rozwiązanie technologiczne służące monitorowaniu podstawowych funkcji życiowych pacjenta. Niewielkie gabaryty, waga oraz stosunkowo duży i czytelny wyświetlacz sprawia, że korzystanie jest nad wyraz wygodne. Monitor jest bardzo wygodny w obsłudze, posiada intuicyjne sterowanie a materiały, z których jest wykonany zapewnia długą żywotność sprzętu.

iM8



iM8A

iM8B



Właściwości monitorów serii iM8:

- 12,1" - **iM8** /10,4" - **iM8A** /10,1" - **iM8B** kolorowy ekran TFT-LCD wysokiej rozdzielczości
- Detekcja stymulatora
- Zasilanie akumulatorowo-sieciowe - (akumulator Li-ion)
- Wyjście VGA
- Analiza odcinka S-T
- OxyCRG
- Pamięć wewnętrzna
- USB
- Unikalny algorytm iSEAP
- WI-FI, LAN - opcja
- Funkcja przywoływania opieki pielęgniarskiej
- Dwukierunkowa komunikacja za stacją centralnego monitorowania MFM-CMS
- Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym oraz zakłóceniami wysokiej częstotliwości
- Zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania PatientCare Viewer - opcja
- Rozbudowane funkcje alarmowe
- Uchwyt ścienny, stojak mobilny z koszykami na akcesoria - opcja

Konfiguracja standardowa:

- 3/5-odprowadzeniowe EKG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR

Opcje:

- 2-IBP, EDAN CO2, Respironics CO2, drukarka termiczna

Wyposażenie standardowe

- 3-odpr. kabel EKG
- czujnik SpO2
- akumulator
- mankiet NIBP dla dorosłych
- przewód NIBP
- czujnik temperatury - powierzchniowy,
- elektrody samoprzylepne dla dorosłych
- kabel zasilania
- kabel uziemienia
- instrukcja obsługi

• **MEDEMA** • Sprzedaż | Serwis | Doradztwo | Wyceny • **MEDEMA** • Aparatura medyczna • **MEDEMA** • Sprzedaż | Serwis | Do

MEDEMA

- Zaawansowane technologie dla ludzi ratujących życie

BIURO

ul. Diany 5 lok. 1
80-299 Gdańsk

TELEFON / FAX

M: 605 660 676
T/F: 58 355 26 44

E-MAIL

biuro@medema.pl
NIP: 9570382747

WWW

www.medema.pl
REGON: 221242137