

# MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH




CE

Monitor funkcji życiowych EDAN | M3 / M3A / M3B

## EDAN

## Seria M3



M3



M3A



M3B  
Kapnograf



**EDAN serii M3** to zaawansowane monitory funkcji życiowych (**M3/M3A**), kapnografy (**M3B**). Inteligentny system alarmów, komunikacja sieciowa, wbudowany akumulator oraz drukarka termiczna sprawia, że **seria M** umożliwia skuteczne monitorowanie parametrów fizjologicznych pacjentów praktycznie w każdych warunkach.

**M3/M3A** monitorowanie saturacji, pulsu, temperatury oraz nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.

**M3B** monitorowanie stężenia CO<sub>2</sub> w wydychanym powietrzu z częstością oddechów, pulsu oraz saturacji.



**Opis funkcji:**

- Kolorowy ekran 5,7" o wysokiej rozdzielczości zapewniający łatwość odczytu (**M3/M3B**)
- Duże wyświetlacze numeryczne LED oraz pomocniczy LCD (**M3A**)
- Możliwość jednoczesnego wyświetlania danych numerycznych oraz przebiegów krzywych
- Mała waga, przyjazny interfejs użytkownika oraz przemyślany system obsługi, pozwalający na łatwą konfigurację do własnych potrzeb
- Pomiar temperatury z ucha oraz EDAN Quick Temp. lub Covidien Quick Temp. (**M3/M3A**)
- Saturacja - EDAN SpO2 lub Nellcor Oximax
- Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi - NIBP (**M3/M3A**)
- Puls z SpO2/NIBP (**M3/M3A**)
- Pomiar CO<sub>2</sub> w strumieniu bocznym oraz w strumieniu głównym - Respirationics (**M3B**)
- Przeglądanie tabeli trendów, trendów graficznych oraz jej zapis
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewniający 10 godzin ciągłej pracy
- Duża pojemność danych - pamięć wewnętrzna
- Wbudowany rejestrator termiczny - wydruk krzywych w czasie rzeczywistym
- Dwukierunkowa komunikacja z centralą poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi
- Funkcja przywołania personelu
- Odpowiedni dla pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt
- Łatwy montaż na statywie mobilnym oraz uchwycie ściennym
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia aparatu



**Dostępne konfiguracje dla M3/M3A**

- SpO2
- NIBP
- SpO2 + NIBP
- NIBP + TEMP
- SpO2 + NIBP + TEMP

• MEDEMA • Sprzedaż | Serwis | Doradztwo | Wyceny • MEDEMA • Aparatura medyczna • MEDEMA • Sprzedaż | Serwis | Do

**MEDEMA**

- Zaawansowane technologie dla ludzi ratujących życie

BIURO  
ul. Diany 5 lok. 1  
80-299 Gdańsk

TELEFON / FAX  
M: 605 660 676  
T/F: 58 355 26 44

E-MAIL  
biuro@medema.pl  
NIP: 9570382747

WWW  
www.medema.pl  
REGON: 221242137

