



Lampa LED LID - Hydra Bi - Head (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Moc lampy - 8.4 W (2 x 4.2 W),
- Żywotność żarówek LED do 50 000 godzin pracy,
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 95,
- Przewód zasilający o długość 3 m,
- II klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym,
- Dostępne kolory : biała,
- Gabaryty :
 - Wymiar głowy lampy: 60 x 95 mm,
 - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
 - Długość: elastyczne ramię do 1250 mm,
- Średnica pola świetlnego :
 - Odległość 30 cm: 8000 lux oświetlenie pola 20 cm
 - Odległość 50 cm: 800 lux oświetlenie pola 25 cm,
 - Odległość 100 cm: 13000 lux oświetlenie pola 50 cm,
- Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru:
 - Stojak teleskopowy podstawa,
 - Uchwyt ścienny ARM,
 - Uchwyt ścienny ,
 - Zacisk do szyn medycznych,
 - Uniwersalny zacisk,
 - Zwykły zacisk,
 - Metalowa podstawa,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,
- Możliwość finansowania:
 - Raty,
 - Leasing,
 - Pożyczka.

