


Die optimale Lösung für gehobene Ansprüche bei speziellen Einsatzbereichen.

Besondere Merkmale: 3 wartungsfreie Motore, mehrfach geteilte und individuell einstellbare Beinauflage, multifunktionale Armlehnen, umfangreiches Zubehör.



PROMAT FX. Für spezielle Einsatzbereiche.



MEDICAL

PROMAT FX. Die technischen Daten.

Element	max. Last	Verstellung			Maße (LängexBreite)	
		Weg	Winkel	Geschwindigkeit leer belastet		
Kopfteil	70 kg	100 mm	180°	manuell	manuell	240 x 375 mm
Rückenteil		-	0° - 78°	14 sec	20 sec	590 x 545 mm
Sitzteil	70 kg	-	0° - 20°	9 sec	9 sec	500 x 540 mm
Wadenteile	35 kg	-	seitlich: 20° anheben: 0°-75°	manuell	manuell	(2x) 245 x 320 mm
Fersenteile		210 mm	270°	manuell	manuell	(2x) 165 x 210 mm
Höhenverstellung	175 kg	310 mm	-	14 sec	22 sec	von 595 - 905 mm
Gesamtgewicht	ca. 65 kg					
Länge über alles	1820 - 2210 mm					
Breite über alles	545 mm (Liegefläche) / 745 mm (Armlehnen)					



Varianten der Fußteilverstellung



Fußschalter



Multifunktionshandschalter

PROMAT FX




PROMAT FX. Das Zubehör.

- breite Armlehnen
- Multifunktionskopfteil
- Musik (CD/Lautsprecher)
- Beleuchtung (unter der Bodenverkleidung)
- Heizung (Sitz und Rücken)
- diverse Bezugsmaterialien
- Fußschalter



Breite Armlehnen



Multifunktionskopfteil

Technische Änderungen vorbehalten - QS 03-04-92