

Wydanie 15.10.2015.

# ZESTAW DO RĘCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH *typ W-ZJ*



## OFERTA

Zestaw wykorzystuje podzespoły naszych procesorów do barwienia BARWEX B18 , BARWEX B12-U - wszystko w potrzebnej Państwu ilości – takie jak:

- ❖ naczynie stal emaliowana pojemność 0,7 l typ W-N0,7 lub naczynie szklane (szkło SIMAX) typ W-N0,8 (opcja)
- ❖ szczelna pokrywa naczynia
- ❖ **Statywy na preparaty:**

TYP STATYWU	GRUBOŚĆ STOSOWANYCH SZKIEŁEK	POJEMNOŚĆ STATYWU
<b>W-ST80 (standard)</b>	<b>do 1,1 mm</b>	<b>80 szkiełek</b>
<b>W-ST50</b>	<b>do 1,5 mm</b>	<b>50 szkiełek</b>
<b>Na zamówienie</b>	<b>Statyw dla innych szkiełek , wg uzgodnienia</b>	

W zestawie można barwić do 80 (50) preparatów jednocześnie, ew. więcej, – gdy posiada się większą liczbę statywów. Wymagana objętość kąpieli to 350 - 400 ml. Naczynia, napełnione odczynnikami i przykryte pokrywami ustawia się na stole. Statyw z preparatami można w żądany sposób zanurzać do tak przygotowanego zestawu i w ten sposób ręcznie realizować program barwienia

**Zestaw, zwany kiedyś „Zestawem Jakusza” może Państwu ułatwić barwienie. Oczywiście w dalszej perspektywie nie zastąpi on procesorów do barwienia, na przykład BARWEX typ B18 oraz BARWEX typ B12-U, które znajdują się w naszej ofercie, patrz np. [www.jepal.pl](http://www.jepal.pl)**

**AKTUALNE CENY NETTO, należy doliczyć 23% VAT**

Statyw typ wg wyboru - 750 zł/szt  
Naczynie metalowe lub szklane typ W-N0,7 , W-N0,8 z pokrywą - 110 zł/kpl  
Koszt przesyłki NST (niestandardowa) - 70 zł