


C22WP

Wielofunkcyjny monitor kliniczny 21,5"



Wielofunkcyjny monitor kliniczny 21,5"

Monitor jest w pełni zgodny ze standardem DICOM oraz rozdzielczością obrazu FullHD o panoramicznej proporcji obrazu. C22WP może pomóc lekarzom w dostępie do danych pacjenta w istniejących, dotąd nie wyposażonych w monitory środowiskach, podczas przeglądania różnych obrazów medycznych. Łatwość i prostota obsługi i przyjazny interfejs poprawia efektywność pracy lekarzy przez co podwyższa się zadowolenie pacjentów. Ultra cienka i płaska konstrukcja oraz wysoki poziom bezpieczeństwa przy zastosowaniu szkła ochronnego, ułatwia utrzymanie monitora C22WP w czystości i ułatwia jego dezynfekcję. Powyższe aspekty wpływają korzystnie na trwałość i długi czas użytkowania monitora.

BEACON

C22WP

Wielofunkcyjny monitor kliniczny 21,5"

Zastosowanie

- Ambulatoria
- Sale chorych
- Oddziały intensywnej terapii
- Oddziały kliniczne
- Służba zdrowia



Specyfikacja techniczna

Model	C22WP
Rozmiar	21,5"
Głębokość koloru	16,7 Milionów
Rozdzielczość	1920 x 1080
Rozmiar piksela	0,248 x 0,248 mm
Jasność	250 cd / m ²
Kontrast	1000 : 1
Kąty widzenia	178° pion / 178° poziom
Czas reakcji	14 ms
Wejścia sygnału	DisplayPort: 20 pin DVI-D: 24 pin VGA: D-Sub 15 pin Audio: 3,5 mm jack stereo Głośniki: 5 W *2
Wymiary	523 (Szer.) x 376 (Wys.) x 179 (Głęb.) mm
Masa własna	6,0 kg
Standard montażu	VESA 100 x 100 mm
Zasilanie	AC 230 V / DC 12 V
Pobór mocy	maksymalnie 40 W
Oszczędzanie energii	EPA, VESA
MTBF	> 50 000 godzin



Profesjonalne szkło ochronne



Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów



System stabilizacji podświetlania matrycy



Zgodność ze standardem DICOM

BEACON

www.beacon-display.pl

CONNECT Sp. z o. o.

ul. Pejażowa 2 / 615
02-703 Warszawa
tel. +48 22 717 33 29
e-mail: handlowy@connect.pl

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.