

C23WT

Wielofunkcyjny, dotykowy monitor kliniczny 24"



Wielofunkcyjny, dotykowy monitor kliniczny 24"

Monitor z rozdzielczością obrazu FullHD o panoramicznej proporcji obrazu jest w pełni zgodny ze standardem DICOM. C23WT może pomóc lekarzom w dostępie do danych pacjenta w istniejących, dotąd nie wyposażonych w monitory środowiskach, podczas przeglądania i wybierania różnych obrazów medycznych. Dzięki doskonałej, nakładce dotykowej w technologii pojemnościowej, monitor można obsługiwać przy pomocy dotyku palca, rękawiczek lub rysika umożliwiając tym samym funkcjonalność multi dotyku i składania w systemach szpitalnych odręcznych podpisów. Ultra cienka i płaska konstrukcja ułatwia utrzymanie monitora C23WT w czystości i ułatwia jego dezynfekcję. Powyższe cechy wpływają korzystnie na trwałość i długi czas użytkowania monitora.

BEACON

Zastosowanie

- Ambulatoria
- Sale chorych
- Oddziały intensywnej terapii
- Oddziały kliniczne
- Służba zdrowia



Specyfikacja techniczna



Zgodność ze standardem DICOM



System stabilizacji podświetlenia matrycy




Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów



Wsparcie dla multi dotyku

Model	C23WT
Rozmiar	24"
Głębina koloru	1,07 Miliardów
Rozdzielczość	1920 x 1200
Rozmiar pixela	0,270 x 0,270 mm
Jasność	350 cd / m ²
Kontrast	1000 : 1
Kąty widzenia	178° pion / 178° poziom
Czas reakcji	14 ms
Wejścia sygnału	DisplayPort: 20 pin DVI-D: 24 pin VGA: D-Sub 15 pin Audio: 3,5 mm jack stereo Głośniki: 5 W *2
Wymiary	576,15 (Szer.) x 388 (Wys.) x 63,2 (Głęb.) mm
Masa własna	7,0 kg
Standard montażu	VESA 100 x 100 mm
Zasilanie	AC 230 V
Pobór mocy	maksymalnie 45 W
Oszczędzanie energii	EPA, VESA
MTBF	> 50 000 godzin
Pozostałe	Wsparcie dla multi dotyku



- VGA
- DVI-D
- DisplayPort
- USB
- Audio
- Gniazdo zasilania
- Włącznik zasilania

