

# M652T

65" Centrum konsultacji obrazów medycznych



## 65" Centrum konsultacji obrazów medycznych

Centrum jest w pełni kompatybilne ze standardem DICOM co umożliwia w sposób stabilny i spójny wyświetlanie obrazów medycznych lekarzom, którzy mogą dodatkowo opisywać, nagrywać i odtwarzać obrazy w łatwy i wygodny sposób.

M652T znajduje zastosowanie w kompleksowej konsultacji, nauce chirurgii, szkoleniach i konsultacjach telemedycznych. Zintegrowana konstrukcja oraz wbudowane w centrum dwie niezależne stacje robocze umożliwiają łatwe i bezproblemowe połączenie z systemem szpitalnym PACS a także umożliwia przełączanie się pomiędzy oddzielnymi aplikacjami uruchomionymi na stacjach roboczych w tym samym czasie.

BEACON

# M652T

## 65" Centrum konsultacji obrazów medycznych

### Zastosowanie

- Kompleksowe konsultacje
- Treningi lekarzy
- Pokazy operacji
- Zdalna konsultacja



### Specyfikacja techniczna



Wielkoformatowy ekran monitora



Zgodność ze standardem DICOM



System stabilizacji podświetlania matrycy



Zintegrowana konstrukcja mobilna

Model	M652T
Rozmiar	65"
Głębokość kolorów	1,07 Miliardów
Rozdzielczość	3840 x 2160
Rozmiar piksela	0,372 x 0,372 mm
Jasność	450 cd / m <sup>2</sup>
Kontrast	1400 : 1
Kąty widzenia	178° pion / 178° poziomo
Czas reakcji	5 ms
Wejścia sygnału	DisplayPort: 20 pin*4 DVI-D: 24pin
Wymiary	1480 (Szer.) x 890 (Wys.) x 180 (Głęb.) mm
Masa własna	55 kg
Zasilanie	AC 230 V
Pobór mocy	maksymalnie 200 W
Oszczędzanie energii	EPA, VESA
MTBF	> 50 000 godzin

**BEACON** CONNECT Sp. z o. o.

www.beacon-display.pl

ul. Pejzażowa 2 / 615  
02-703 Warszawa  
tel. +48 22 717 33 29  
e-mail: handlowy@connect.pl

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.