

# Igły iniekcyjne

Niezawodne i bezpieczne końcówki

Jednorazowe igły iniekcyjne Micro-Tech przystosowane do klinicznej praktyki dzięki ergonomicznemu uchwytowi i szczególnie ostrej igłę.

Antypoślizgowa konstrukcja gwarantuje pewną kontrolę użycia tylko jedną ręką. Dla nawet większej precyzji wkłucia igła może być blokowana na kilku poziomach.

Kiedy igła zostaje uwolniona, wraca do swojej uprzedniej pozycji, aby zapobiec uszkodzeniu kanału endoskopu.



## Charakterystyka:

- ✓ ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt
- ✓ kilkustopniowa "długopisowa" blokada
- ✓ automatyczny przepływ w kanale igły
- ✓ igła z niezwykle ostrym i precyzyjnym nakłuciem
- ✓ dostępne różne średnice igieł
- ✓ sterylne pojedyncze opakowanie



Nr katalogowy	Średnica	Długość	Długość igły	Średnica igły
IN12-195232302	2,3	230	5	19 G = 1.0 mm
IN12-225232302	2,3	230	5	22 G = 0.7 mm
IN12-255232302	2,3	230	5	25 G = 0.5 mm

Opakowanie: pudełko zawierające 10 sztuk