

## PĘTLE NA ZIMNO

### NIEZAWODNA RESEKCJA MAŁYCH POLIPÓW PONIŻEJ 10mm.

Pętla na zimno firmy MICRO-TECH została zaprojektowana do resekcji małych polipów, których wielkość nie przekracza 10mm. Wykonana z cienkiej specjalnie zaprojektowanej linki tnącej doskonale sprawdza się jako pętla do usuwania polipów metodą na zimno. Optymalny kształt pętli w połączeniu z doskonałymi właściwościami linki tnącej zapewnia wysoką precyzję cięcia podczas zabiegu. Polip usunięty tą metodą jest wolny od uszkodzeń termicznych i gwarantuje, że ocena histologiczna dostarczy lekarzowi wartościowych informacji.



### Specyfikacja

- Stworzona dla małych polipów < 10 mm.
- Specjalna linka tnąca
- Optymalny kształt pętli
- Precyzyjne, jednolite cięcie
- Wysoki poziom kontroli cięcia
- Ergonomiczny uchwyt



Ergonomiczna budowa precyzyjnego uchwytu





REF	Ø of snare in mm	Ø of tube in mm	Wire thickness in mm	Length in mm	Price/pc.	Order size	Amount
<b>Coldsnare</b>							
CS3-11023230	10	2.3	0.23	2,300			