


## Prowadniki

### Niezawodny wybór przy stentowaniu i ERCP

Firma MICRO-TECH prezentuje nową generację prowadników. Wysoka jakość w niskiej cenie, zapewniająca pewność i bezpieczeństwo w trakcie procedury stentowania i ERCP.

Prowadniki te wykonane są z nieplączącego się, odpornego na skręcanie nitinolu i wyposażone w hydrofilową końcówkę. Ułatwia to precyzyjne wprowadzanie przy niewielkim wysiłku nawet w trudno dostępnych miejscach i złożonych zwężeniach. Wysoki poziom widzialności RTG hydrofilowej końcówki czyni te prowadniki łatwo widzialnymi we wszystkich metodach obrazowania RTG.



### Specyfikacja

- Nieplącząca się linka z nitinolu
- Wysoki poziom sztywności oraz łatwe
- Hydrofilowa, atraumatyczna końcówka
- Wysoki poziom widzialności w promieniowaniu RTG



Poręczny dispenser prowadnika





REF	Technical data		Hydrophilic tip		Covering	Price/pc.	Order size	Amount
	Ø inches	Length mm	Length mm	Form				
<b>Guidewire</b>								
MTN-BM-89/45-A	0,035"	4500	60	bent	blue-yellow			
MTN-BM-89/26-A	0,035"	2600	60	bent	blue-yellow			
MTN-BM-63/45-A	0,025"	4500	60	bent	blue-yellow			
MTN-BM-63/26-A	0,025"	2600	60	bent	blue-yellow			