

Fotel obrotowy ENT - 2061-2

z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie,
mechanicznie regulowany obrót, oparcie nóg



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Regulacja wysokości: | 590mm - 990mm |
| Długość po rozłożeniu: | 1900mm (bez zagłówka: 1600mm) |
| Szerokość: | 650mm (bez podłokietników: 550mm) |
| Podstawa: | 880mm x 500mm |
| Siedzisko: | 550mm x 450 mm |
| Oparcie: | 500mm x 540mm |
| Zagłówek: | 210mm x 210mm |
| Oparcie nóg: | 510mm x 260mm |
| Podnóżek: | 435mm x 250mm |
| Udźwig: | 200 kg |
| Silniki: | 2 sztuki |
| Sterowanie: | Pilot przewodowy |

Regulacja:

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Obrót: | 180° w lewo i 180° w prawo, blokowany |
| Zagłówek | zdemontowalny, regulowany w przód i w tył, regulowana wysokość w zakresie 0-150mm |
| Oparcie | kąt nachylenia w zakresie 0°~ +85° |
| Podnóżek | składany |



Waga netto: 110kg
Waga brutto: 135kg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE