

Fotel otolaryngologiczny – 2042-1 obrotowy z pneumatyczną regulacją wysokości oraz oparcia.



Fotel otolaryngologiczny - 2042-1 to prosty, obrotowy fotel pacjenta. Posiada hydrauliczną regulację wysokości oraz ręczną regulację oparcia pleców i zagłówka.



Parametry techniczne:

Regulacja wysokości: 560mm - 700 mm

Długość po rozłożeniu: 1250mm

Szerokość: 650mm

Podstawa fotela: 610mm

Siedzisko: 500mm x 420 mm

Oparcie: 500mm x 650mm

Zagłówek: 210mm x 210mm

Udźwig: 150 kg

Sterowanie: za pomocą dźwigni pneumatycznych

Farba: ESD

Zagłówek: Regulacja w przód i w tył oraz wysokości w zakresie 0 - 150mm, zdejmowalny.

Oparcie: Regulacja kąta nachylenia w zakresie 105° - 130°.

Siedzisko: Regulacja wysokości względem podłogi. Fotel jest obrotowy w zakresie 360°. Możliwość zablokowania pozycji za pomocą dźwigni wysokości.



Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. - Turcja