

Fotel otolaryngologiczny - 2060

z 2 silnikami, elektrycznie regulowana wysokość i oparcie



Regulacja wysokości:	480mm - 880mm
Długość po rozłożeniu:	1950mm (bez zagłówka: 1650mm)
Szerokość:	700mm (bez podłokietników: 620mm)
Podstawa:	500mm x 700mm
Siedzisko:	500mm x 580 mm
Oparcie:	500mm x 540mm
Zagłówek:	210mm x 210mm
Oparcie nóg (zdejmowane):	540mm x 610mm
Podnózek:	350mm x 230mm
Udźwig:	150 kg
Silniki:	2 sztuki
Sterowanie:	Pilot przewodowy

Regulacja:

Zagłówek	zdejmowalny, regulowany w przód i w tył, regulowana wysokość w zakresie 0-150mm
Oparcie	kąt nachylenia w zakresie 0°~ 90°
Oparcie nóg	zdejmowalne
Podłokietniki	zdejmowalne



Waga netto: 97kg
Waga brutto: 122kg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE