

Hemostatyczna klipsownica z serii "eco"

Doskonała cena, repozycjonowalna, precyzyjna

Innowacyjny system klipsownicy firmy Micro-Tech łączy precyzję umiejscowienia z niezawodną skutecznością chwytu. Klips może być otwierany i zamykany wiele razy, co ułatwia dokładne umiejscowienie klipsownicy. Klipsownica może być używana z różnymi modelami endoskopów wyposażonych w kanały robocze o minimalnej średnicy 2,8 mm.



Charakterystyka:

- ✓ możliwość powtarzalnego otwierania i zamykania
- ✓ doskonała moc uchwytu
- ✓ szeroki kąt rozwarcia klipsa do 12mm
- ✓ sprawne funkcjonowanie nawet w skomplikowanych częściach anatomii



REF	Średnica rozwarcia klipsa	Długość	Średnica	Kolor pokrycia
ECO/ROCC-D-26-195-C	≥10	195	2,6	niebieski
ECO/ROCC-D-26-230-C	≥10	230	2,6	niebieski
ECO/ROCC-F-26-195-C	≥17	195	2,6	niebieski
ECO/ROCC-F-26-230-C	≥17	230	2,6	niebieski

Jednostka opakowania: pudełko 10 sztuk