




## mulimed – otoscillo®

**Mulimed-OTOSCILLO** to urządzenie do płukania kanału słuchowego, do usuwania woszczyzny. Otoscillo posiada wbudowaną pompkę, która tłoczy wodę pulsacyjnym strumieniem. Dzięki temu urządzenie jest bardziej skuteczne. Płukanie uszu nie powoduje bólu pacjentom. Otoscillo usuwa woszczyznę skuteczniej od tradycyjnej żanety i jest proste w obsłudze.

W zestawie znajdują się 2 wymienne dysze oraz termometr.



**VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33  
<http://www.videomed.eu> [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)