



NEW ASKIR 30 Proximity (bezdotykowy) - Ssak do odsysania płynów ustrojowych, jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci. Nadaje się do zastosowań chirurgicznych i leczenia pooperacyjnego oraz opieki domowej. Urządzenie wyposażone w manometr i regulator podciśnienia (bar i kPa).

Ssak wyposażony w panel bezdotykowy. Jest to dodatkowa funkcja pozwalająca włączyć lub wyłączyć ssak zbliżając dłoń do panelu sterującego bez konieczności dotknięcia go. Funkcja ta zapewnia większą higienę między pacjentem a osobą obsługującą urządzenie.

## AKCESORIA W ZESTAWIE

- butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepętnieniem,
- regulator i wskaźnik podciśnienia,
- dreny silikonowe,
- filtr bakteryjny,
- łącznik drenów,

## DODATKOWE

- możliwość zastosowania stojaka z kółkami,
- możliwość stosowania wkładów jednorazowych (FLOVAC),
- butla z poliwęglanu 2l z zaworem zabezpieczającym przed przepętnieniem,
- opcjonalnie torba do transportu,

## DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 230V/50Hz
- Podciśnienie: 80 kPa
- Przepływ ograniczony filtrem: 40l/min
- Waga: 2,5kg
- Wymiary: 35x21x18cm
- Poziom hałasu: 60,5 dBA
- Cykl pracy: praca ciągła

MADE IN ITALY  
Italian  
Medical  
Touch