

Stroboskopowe źródło światła LED VOCALED



Parametry techniczne:

- Rękojeść:**
- biała dioda LED, odpowiednik 100W
 - 6500K (+/- 500K)
 - Czas życia diody 20 000 godzin
 - Gniazdo w systemie STORZ
- Standardy:**
- Klasa ochrony: I
 - Część aplikacyjna: Typ BF
 - IEC 601-1, EN 60601-1, klasyfikacja wg. 93/42 / EEC: I
- Funkcje:**
- Światło stroboskopowe / światło ciągłe
 - Zakres częstotliwości: 30 - 1200 Hz
 - Funkcja stroboskopii automatycznej
 - Zakres Slowmotion: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 Hz
 - Regulacja jasności światła
- Wymiary:**
- Jednostka sterująca: 202 x 72 x 176 mm (Szer. x Wys. x Gł.); 1,6 kg
 - Rękojeść LED: długość 120 mm; średnica 30 mm; 0,18 kg
- Wyposażenie:**
- Jednostka główna, przewód zasilający, instrukcja obsługi, rękojeść LED, laryngofon,
 - Przełącznik nożny (opcjonalnie)

