

Ssak gastrologiczno – torakochirurgiczny DF-500



Ssak DF-500 wyposażony jest w sterowanie mikroprocesorowe, dzięki czemu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie mocy ssania. Ssak bardzo precyzyjnie utrzymuje stałe, niskie podciśnienie. Ciśnienie wyjściowe pompy można łatwo sprawdzić dzięki przyciskowi testowania ciśnienia. Duże wyświetlacze cyfrowe ułatwiają odczyt parametrów pracy.

DF-500 posiada system podwójnej pompy rotacyjnej dzięki czemu jest bardzo cichy i zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.

Butle wykonane z trwałego materiału, pozwalającego na sterylizację w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Filtr bakteriobójczy, chroni przed wydostaniem się bakterii na zewnątrz. Pojemnik na akcesoria usytuowany jest z tyłu urządzenia. Szkielet ze stali nierdzewnej ułatwia utrzymanie ssaka w czystości. Ssak posiada cztery skrętne koła, każde wyposażone jest w hamulec.

Parametry techniczne:

Sterowanie mikroprocesorowe	
Moc elektryczna	10W
Podciśnienie	0~1500mm / H ₂ O
Pojemność butli	2 x 2000ml
Zabezpieczenie	przeciw przelewowe
Wymiary	L40 x W40 x H83 (cm)
Waga	17,8kg
Steryliczacja	butle i przewody ssące autoklawowalne do 135°C

Standardowe akcesoria:

Przewód ssący silikonowy (120 cm) – 2 szt.
Filtry przeciwbakteryjne – 2 szt.
Bezpieczniki – 2 szt.
Adapter – 1 szt.

Producent:

DOCTOR'S FRIEND medical co., ltd.

No.28, Lane 13, Sec. 3, Zhong Shan Rd., Tanzi Shiang, Taichung County, 42756, Taiwan (R.O.C.)