

Przewoźny ssak medyczny - DF-760B/C



Nowoczesne przewoźne ssaki medyczne DF-760B / DF-760C z koszem na akcesoria i wyborem pojemności butli. Dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego ABS obudowa ssaka jest bardzo lekka i wytrzymała. Cicha pompa bezolejowa nie wymaga obsługi. Zabezpieczenie przeciwprzelewowe zainstalowane jest w butli, co automatycznie zapobiega funkcji ssania podczas przelania. Drugie zabezpieczenie zapobiega dostaniu się wody do pompy.

Parametry techniczne:**Pojemność:****DF-760B**

1 x 3l

DF-760C

2 x 3l

Podciśnienie:

65~75 cm/hg / 93,3 kPa

65~75 cm/hg / 93,3 kPa

Max. Przepływ:

35 l/min

35 l/min

Poziom hałasu:**Bezpieczeństwo:**zabezpieczenie
przeciwprzelewowezabezpieczenie
przeciwprzelewowe**Rozmiary (dl. X szer. X wys.)**

40 x 40 x 88 cm

40 x 40 x 88 cm

Waga:

13,5 kg

15 kg

Dodatkowe zalety:

Ssak posiada kosz, w którym można przetrzymywać dreny i inne akcesoria. Urządzenie porusza się na kółkach (dwa z hamulcami). Konstrukcja wózka ssaka zbudowana jest ze stali nierdzewnej. Ssak jest bezpieczny i wygodny.

Producent:

Doctor's Friend Medical Instrument Co., Ltd.

No.28, Lane 13, Sec. 3, Zhong Shan Rd., Tanzi Shiang, Taichung County, 42756,

Taiwan (R.O.C.)Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu