

Operacyjny ginekologiczny ssak – DF-350 A



Ssak DF-350 A jest ssakiem operacyjnym, przeznaczony jest on do stosowania szczególnie w ginekologii. Ssak posiada przepływ aż 80 l / min, przeznaczony jest on do pracy ciągłej.

Ssak wyposażony jest w duży wskazówkowy miernik ssania co umożliwia użytkownikowi łatwe odczytanie wartości ssania. Sonda ssąca jest podłączona bezpośrednio do butli ssącej wyposażonej w zawór antyprzelewowy. Dodatkowym zabezpieczeniem ssaka jest mały zbiornik z zaworem antyprzelewowym. Uchwyt na pokrywie butli ssącej umożliwia w łatwy sposób obsłudze zdjęcie butli ze ssaka w celu opróżnienia, jest to higieniczne i bezpieczne dla obsługi.

Kółka ssaka skracają się o 360°, dzięki czemu urządzenie jest mobilne i łatwe w przemieszczaniu. Każde kółko posiada hamulec.

Obudowa ssaka wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, co daje delikatnie błyszczący wygląd i jest łatwe w utrzymaniu czystości.



Ssak wyposażony jest w przełącznik wyboru ssania:

- ssanie chirurgiczne: mniejszy dren, mniejszy przepływ
- ssanie położnicze: większy dren, większy przepływ

Rozwiązanie takie daje możliwość doboru wielkości przepływu do w zależności od zastosowania ssaka. W obu przypadkach mamy możliwość płynnej regulacji siły ssania za pomocą pokrętki.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: AC 220V-240V
Moc: 250W
Wydajność maksymalna >80 l / min
Podciśnienie maksymalne >720 mmHg (96kPa)
Płynna regulacja podciśnienia 0-720 mmHg
Kółka: 4 szt. z hamulcami
Rozmiar urządzenia dł.45xszer.35xwys.84cm
Rozmiar opakowania dł.54xszer.44xwys.95 cm
Waga urządzenia 19,5 kg
Całkowita waga (transportowa) 25 kg

Standardowe akcesoria:

1. Tuba ssąca (S) 180 cm 2 szt.
2. Tuba ssąca (L) 180 cm 1szt.
3. Cewnik ssania 1 szt.
4. Włącznik nożny 1szt.
5. Filtr (L) 2 szt.
6. Butle na wydzieliny 2 x 3l

Opcjonalne akcesoria:

1. Zbiornik 2l do wkładów jednorazowych Serres
2. Wkłady jednorazowe Serres 2l

Producent:

Doctor's Friend Medical Instrument Co., Ltd.
No.28, Lane 13, Sec. 3, Zhong Shan Rd., Tanzi Shiang, Taichung County, 42756, Taiwan (R.O.C.)