

Fotel ginekologiczny – 2087 z elektryczną regulacją wysokości, oparcia i pozycji trendelenburga

Wysokość siedziska: 640mm - 940 mm
Długość: 2010mm
Szerokość: 640mm
Siedzisko: 640mm x 360mm
Oparcie: 640mm x 1000mm
Podnóżek: 640mm x 600mm
Podnóżki zakrzywione min. miejsca: 850mm
Nośność: 170 kg
Silniki: 3 sztuki
Sterowanie: nożne



Kąt oparcia: 0 ° ~ 50 °
Pozycja Trendelenburga: -5 ° ~ 25 °
Podnóżek: Zdejmowany
Podnóżki zakrzywione: Regulowany
w górę – dół, lewo – prawo, zdejmowany

Akcesoria:
Podnóżek (1 szt.)
Podnóżki zakrzywione (2 szt.)
Podkolanniki (2 szt.)
Podłokietniki (2 szt.)

Miska (1 szt.)
Uchwyt rolki papieru (1 szt.)
Wieszak na akcesoria (1 szt.)

Producent:
Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.