



Przenośny monitor pacjenta IntelliVue

Monitor pacjenta **IntelliVue MX40** przeznaczony do noszenia

PHILIPS

Swoboda ruchu

Pomiar w czasie rzeczywistym i rzeczywista mobilność

Monitor IntelliVue MX40 firmy Philips to niespotykane rozwiązanie oferujące zalety technologii monitorowania IntelliVue i telemetrii w postaci niewielkiego monitora do noszenia. Dzięki funkcji nieustannego monitorowania EKG i opcjonalnej pulsoksymetrii monitor IntelliVue MX40 umożliwia ciągłą opiekę nad pacjentami z różnymi stanami chorobowymi niezależnie od tego, w której części szpitala się znajdują.

Wszystko, co najlepsze w monitorach z serii IntelliVue

Urządzenie ma cechy wspólne z pozostałymi produktami z serii IntelliVue, co gwarantuje łatwość szkolenia i użytkowania. System informacyjny IntelliVue stanowi integralną część rozwiązania IntelliVue MX40.

Uproszczona weryfikacja tożsamości

Odpowiednia identyfikacja pacjenta i urządzenia ma fundamentalne znaczenie. Aparat wyświetla dane demograficzne pacjenta, aby umożliwić potwierdzenie, że monitor IntelliVue MX40 został przypisany do właściwego pacjenta, co stanowi przydatną kontrolę weryfikacyjną po przyjęciu pacjenta do systemu informacyjnego IntelliVue.

Więcej możliwości w zasięgu ręki

Wystarczy jedno dotknięcie kolorowego ekranu, aby wyświetlić szeroką gamę pomiarów, znajdując się przy pacjencie. Urządzenie łączy w sobie zalety zaawansowanej technologii, przemyślanej konstrukcji i innowacyjnych funkcji, jakich oczekujesz od firmy Philips, a jednocześnie jest wystarczająco lekkie i małe, aby mogło być wygodnie noszone przez pacjentów. Pozwala reagować na alarmy i weryfikować je lub zapewnić spokojne, ciche otoczenie pacjentom. Umożliwia wybór formatu ekranu dostosowanego do potrzeb lekarza i placówki. Z monitorem IntelliVue MX40 to proste.



Bliżej pacjenta

Monitor pacjenta IntelliVue MX40 łączy w sobie zalety zaawansowanej technologii, przemyślanej konstrukcji i innowacyjnych funkcji, jakich oczekujesz od produktów firmy Philips, a jednocześnie jest wystarczająco lekki i mały, aby mógł być wygodnie noszony przez pacjentów.

Przeglądanie informacji przy pacjencie daje personelowi medycznemu dostęp do najbardziej aktualnych danych na temat jego stanu, co umożliwia poprawę jakości opieki.



Kolorowy ekran dotykowy

Automatyczny tryb „uśpienia” oszczędzający energię przy zachowaniu prywatności

Podgląd stanu pacjenta za **jednym dotknięciem**

Dwa kanały krzywych w czasie rzeczywistym

Cztery formaty ekranu

Wybór orientacji ekranu ułatwiający ocenę kliniczną

Elastyczne parametry monitorowania

Szeroka gama pomiarów obejmująca EKG, SpO₂ i ciśnienie krwi

Baterie jednorazowego użytku lub akumulatory

Wyświetlanie stanu akumulatora na urządzeniu oraz w systemie informacyjnym IntelliVue



Kolorowy ekran dotykowy przechodzi w stan „uśpienia”, aby wydłużyć czas pracy akumulatora i zapewnić ochronę prywatności pacjenta. Wystarczy jednak dotknąć przycisku, aby go aktywować i uzyskać możliwość odczytania informacji.



Alarmy dostosowane do potrzeb

Alarmy dostosowane do otoczenia

Monitor IntelliVue MX40 wyświetla alarmy EKG, SpO₂ i nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Lekarze mogą reagować na alarmy i weryfikować je lub zapewnić pacjentom spokojne i ciche otoczenie. Rozwiązanie to pozwala dostosować urządzenie do zasad zarządzania alarmami obowiązujących w placówce bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

Większa liczba pomiarów bez zwiększania liczby kabli

Monitor IntelliVue MX40 oferuje nowe rozwiązania kliniczne i techniczne, które pozwalają uprościć przebieg pracy oraz poprawić jakość opieki przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom możliwości swobodnego przemieszczania się. Dzięki komunikacji z modułami pomiarów bezprzewodowych IntelliVue za pomocą łączności radiowej krótkiego zasięgu możliwe jest przeprowadzenie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia lub pulsoksymetrii bez konieczności stosowania dodatkowych kabli stwarzających ryzyko potknięcia.

Tylko jedno dotknięcie

Wystarczy jedno dotknięcie, aby wyświetlić aktualne ustawienia alarmów, historię alarmów, trendy parametrów życiowych lub wybudzić monitor ze stanu „uśpienia”.



Pomoc w realizacji celów

Monitor IntelliVue MX40 ułatwia zapobieganie przenoszeniu zakażeń i wspiera inicjatywy ekologiczne.

Ograniczenie ryzyka HAI

Monitor IntelliVue MX40 został zaprojektowany z myślą o łatwym czyszczeniu i zapobieganiu infekcjom. Wyposażony jest w wyjątkowe złącze zewnętrzne, które ogranicza zjawisko gromadzenia się osadów i płynów. Powierzchnia urządzenia jest gładka, co umożliwia jej łatwe wycieranie. Materiał, z którego została wykonana obudowa, może być czyszczony różnymi standardowymi środkami dezynfekcyjnymi od niskiego do wysokiego poziomu, jak również poddawany okresowej sterylizacji. Firma Philips oferuje zestawy odprowadzeń wielokrotnego użytku, aby spełnić potrzeby szpitali.

Ochrona środowiska

Urządzenie może być zasilane bateriami AA lub akumulatorem litowo-jonowym. Korzystanie z akumulatora litowo-jonowego jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym, gdyż pozwala ograniczyć ilość odpadów w postaci baterii jednorazowego użytku, a dodatkowo eliminuje koszt zakupu baterii.



Monitor IntelliVue MX40 jest wodoodporny (zgodnie z normą IPX7) i przypadkowe zanurzenie w wodzie, zraszanie oraz czyszczenie nie powoduje jego uszkodzenia.



**Philips Healthcare jest częścią
koncernu Royal Philips Electronics**

Kontakt

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Azja

tel.: +49 7031 463 2254

Europa, Bliski Wschód, Afryka

tel.: +49 7031 463 2254

Ameryka Łacińska

tel.: +55 11 2125 0744

Ameryka Północna

tel.: +1 425 487 7000

800 285 5585 (połączenie bezpłatne, tylko
w USA)

Philips Polska Sp. z o.o.
Philips Healthcare
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

Philips Polska – Centrala:
tel.: +48 22 571 00 00

Philips Healthcare – Sekretariat:
tel.: +48 22 571 0 512
faks: +48 22 571 00 20

Sprzedaż:

tel.: +48 22 571 0 110
faks: +48 22 571 0 814

Serwis:

tel.: +48 22 571 0 111
tel.: +48 22 571 0 489
faks: +48 22 571 0 448
serwis.medyczny@philips.com
umowy.serwisowe@philips.com

Marketing:

tel. +48 22 571 0 841
faks: +48 22 571 00 20

Dział zamówień publicznych:

tel.: +48 22 571 0 114
faks: +48 22 571 0 814

www.philips.pl/healthcare

Odwiedź stronę www.philips.com/IntelliVueMX40



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Philips Healthcare zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i/lub zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia bądź jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z niniejszej publikacji.

Wydrukowano w Holandii.
4522 962 73887 * MAY 2013