

Wielofunkcyjne elektrody z myślą o prawdziwych odczytach

Dzięki ofercie Philips, można wybrać jedno- lub wielorazowe elektrody, które spełnią wymagania stawiane przed monitorami Philips (i odpowiednikami Hewlett-Packard/Agilent) w każdych warunkach klinicznych.

FUNKCJE

Philips oferuje pełną gamę jedno- i wielorazowych elektrod, zgodnych z wymaganiami norm AAMI i IEC. Są one oferowane w dużym wyborze:

- wygodnych kształtów i rozmiarów,
- rodzajów żelu,
- wielkości opakowań,
- również jako elektrody jednorazowe, nie zawierające lateksu.

Niecieniące elektrody przeznaczone do stosowania w trakcie wykonywania zdjęć RTG są dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Oferowane elektrody pediatryczne posiadają podłączone

przewody odprowadzeń, co umożliwia ich szybkie, proste podłączenie, gwarantujące pacjentom optymalny komfort.

Nota: Jednoczesne stosowanie elektrod od różnych producentów może ujemnie wpływać na jakość sygnału.



Jednorazowe elektrody EKG dla dorosłych

Numer katalog.	Materiał	Kształt	Wielkość	Złącze	Typ żelu	Opakowanie	Okres przechow.
M2253A	Ag/AgCl		1-1/4" x 3/4" (33mm x 20mm)	Płytką	Stały żel samoprzylepny	1000 elektrod/pudełko 100 w opakowaniu	6 miesięcy
13943B	Ag/AgCl		1-3/8" x 7/8" (35mm x 22mm)	Płytką	Stały żel samoprzylepny	1000 elektrod/pudełko 100 w opakowaniu	6 miesięcy

Akcesoria dla kabli

13946B	Adapter pomiędzy odprowadzeniem a elektrodą dla złącz: kołkowego 1/8" i wtyczki bananowej 4 mm, do stosowania z elektrodami z płytką kontaktową lub zatrzaskiem.					10 adapterów w pudełku	n.d.
M2254A	Adapter dla elektrody z płytką kontaktową dla złącz: kołkowego 1/8" i wtyczki bananowej 4 mm.					10 adapterów w pudełku	n.d.

PHILIPS

Jednorazowe elektrody EKG do monitorowania dorosłych oraz badań wysiłkowych

Numer katalog.	Materiał	Kształt	Wielkość	Złącze	Typ żelu	Opakowanie	Okres przechow.
13941E	Tkanina		Średnica 2-1/8" (54mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy
13942E	Przezroczysta taśma plastik.		Średnica 2-1/8" (54mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy
40489E	Taśma papierowa		Średnica 2-3/8" (59mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy
40493D	Pianka		Średnica 2-1/8" (54mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 5 w opakowaniu	6 miesięcy
40493E	Pianka		Średnica 2-1/8" (54mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy
M2202A	Pianka		Średnica 2" (50mm)	Zatrząsk nie cieniujący	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 5 w opakowaniu	6 miesięcy
13944B	Pianka		1-3/4" x 1-1/8" (45mm x 28mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 10 w opakowaniu	3 miesiące
40420A	Silnie klejąca pianka samoprzylepna		2-1/2" x 1-1/8" (65mm x 28mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	1000 elektrod/pudełko 100 na tacy	3 miesiące
M4612A	Pianka		Średnica 2" (50mm)	Zatrząsk	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 5 w opakowaniu	6 miesięcy
M4613A	Pianka		Średnica 2" (50mm)	Zatrząsk	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy

Jednorazowe, tkaninowe elektrody do monitorowania EKG u noworodków i dzieci

Numer katalog.	Materiał	Kształt	Wielkość	Złącze	Typ żelu	Opakowanie	Okres przechow.
13950B	Tkanina		Średnica 1-1/4" (33mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy
13951C	Tkanina		7/8" x 1-1/4" (22mm x 33mm)	Zatrząsk	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy
13955C	Tkanina		7/8" x 7/8" (22mm x 22mm)	Zatrząsk	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 30 w opakowaniu	6 miesięcy


Jednorazowe elektrody do monitorowania EKG u noworodków i dzieci: podłączone nieekranowane odprowadzenie 18" (46 cm), oznakowanie AAMI dla USA

Numer katalog.	Materiał	Kształt	Wielkość	Złącze	Typ żelu	Opakowanie	Okres przech.
13952A	Miękka tkanina		7/8" x 1-1/4" (22mm x 33mm)	Z podłączonym miedzianym odprowadzeniem	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy
13952B	Miękka tkanina		7/8" x 1-1/4" (22mm x 33mm)	Z podłączonym odprowadzeniem węglowym (niecieniujące)	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy
13953A	Miękka tkanina		7/8" x 7/8" (22mm x 22mm)	Z podłączonym miedzianym odprowadzeniem	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy
13953B	Miękka tkanina		7/8" x 7/8" (22mm x 22mm)	Z podłączonym odprowadzeniem węglowym (niecieniujące)	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy



Jednorazowe elektrody do monitorowania EKG u noworodków i dzieci: podłączone nieekranowane odprowadzenie 18" (46 cm), oznakowanie IEC dla Europy

Numer katalog.	Materiał	Kształt	Wielkość	Złącze	Typ żelu	Opakowanie	Okres przech.
13952D	Miękka tkanina		7/8" x 1-1/4" (22mm x 33mm)	Z podłączonym miedzianym odprowadzeniem	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy
13952E	Miękka tkanina		7/8" x 1-1/4" (22mm x 33mm)	Z podłączonym odprowadzeniem węglowym (niecieniujące)	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy
13953D	Miękka tkanina		7/8" x 7/8" (22mm x 22mm)	Z podłączonym miedzianym odprowadzeniem	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy
13953E	Miękka tkanina		7/8" x 7/8" (22mm x 22mm)	Z podłączonym odprowadzeniem węglowym (niecieniujące)	Stały żel samoprzylepny	300 elektrod/pudełko 3 w opakowaniu	6 miesięcy

Jednorazowe elektrody EEG

Numer katalog.	Materiał	Kształt	Wielkość	Złącze	Typ żelu	Opakowanie
M1935A	Pianka		Średnica 1,57" (40mm)	Zatrząsk	Wilgotny żel	25 w woreczku/ 4 woreczki w pudełku

Wielorazowe elektrody EKG

Numer katalog.	Materiał	Kształt	Wielkość	Złącze	Typ żelu	Opakowanie
M1931A	Srebrny kubeczek		Średnica (9,5mm)	Kubeczek z przewodem dla dorosłego	Użyć pasty M1937A	1 opak. = 1 zestaw odprowadzeń
M1932A	Srebrny kubeczek		Średnica (6,5mm)	Kubeczek z przewodem dla dziecka	Użyć pasty M1937A	1 opak. = 1 zestaw odprowadzeń
M1937A	Przylegająca pasta przewodząca dla elektrod wielorazowych					1 tuba

Wielorazowe płytkowe elektrody kończynowe i paski

¹Niedostępne w Europie

Numer katalog.	Kategoria pacjentów	Zamocowanie	Elektroda kończynowa	Opakowanie
40423A ¹	Noworodki, dzieci	Śruba dla odprowadzeń z kołkami 1/8"	Kończynowa płytka na klatkę piersiową	4 elektrody w pudełku
40424A ¹	Dorośli	Połączenie wciskane	Płytko	4 elektrody w pudełku
40425A ¹	Dorośli	Śruba (odprowadzenie niklowo-srebrne) dla odprowadzeń z kołkami 1/8"	Płytko	4 elektrody w pudełku
40491E	Dorośli, kończynowa elektroda płytkowa	Połączenie wciskane dla odprowadzeń z wtyczką bananową 4 mm	Płytko	4 elektrody w pudełku
40494E	Dorośli, kończynowa elektroda zaciskowa	Śruba dla odprowadzeń z kołkami 1/8" i wtyczkami bananowymi 4 mm	Typu zapinki ubraniowej	4 elektrody w pudełku
Pasek płytkowych elektrod kończynowych do stosowania z elektrodami 40423A, 40424A, 40425A i 40491E				
14030A	Materiał syntetyczny 15" (38cm)			4 paski w pudełku

Wielorazowe elektrody podciśnieniowe Welch dla dorosłych (UWAGA: produkty zawierają suchą, naturalną gumę).

¹Niedostępne w Europie

Numer katalog.	Zamocowanie	Elektroda kończynowa	Wielkość	Opakowanie
40418A ¹ (LATEX)	Śruba motylkowa do stosowania z kablami zakończonymi kołkiem 1/8"	Brak	Średnica 15 mm, objętość 5 cm ³	6 elektrod w pudełku
40421A ¹ (LATEX)	Połączenie wciskane do stosowania z kablami zakończonymi kołkiem 1/8"	Brak	Średnica 15 mm, objętość 5 cm ³	6 elektrod w pudełku
40490E (LATEX)	Wtyczka bananowa (wciskana) do użytku z odprow. o wtyczkach bananowych 4 mm	Brak	Średnica 15 mm, objętość 5 cm ³	1 elektroda w pudełku

Wymienne gruszki dla elektrod Welch (UWAGA: produkty zawierają suchą, naturalną gumę).

Numer katalog.	Kategoria pacjenta	Opis	Wielkość	Opakowanie
40419A (LATEX)	Dorośli	Do użytku z elektrodami podciśnieniowymi Welch 40418A, 40421A, 40490E	Średnica 15 mm, objętość 5 cm ³	12 gruszek w pudełku
40422A (LATEX)	Noworodki, dzieci	Do użytku z elektrodami podciśnieniowymi Welch 40418A, 40421A, 40490E	Objętość 2 cm ³	12 gruszek w pudełku



PHILIPS MEDICAL SYSTEMS WCHODZI W SKŁAD ROYAL PHILIPS ELECTRONICS
<http://shop.medical.philips.com>
 email: medical@philips.com
 fax: +31 40 27 64 887

STANY ZJEDNOCZONE: (800) 225-0230
KANADA: (800) 291-6743
EUROPA, ŚRODKOWY WSCHÓD I AFRYKA: (+49) 7031 463 1552

PHILIPS Polska Sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 195B
 02-222 Warszawa
 Tel.: +48 22 5710489
 Fax: +48 22 5710499
 mail: cmsmedical@philips.com

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2003
 Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości bądź części, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia od właściciela praw autorskich jest zabronione.

Philips Medical Systems Nederland B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i (lub) zaprzestania produkcji każdego produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z wykorzystania tej publikacji.

Wydrukowano w USA., 1 lipca 2003
 5990-0806EN