

Hera depilacja laserowa



Złoty standard trwałego usuwania włosów wśród laserów diodowych. Zapewnia bezpieczne i skuteczne leczenie wszystkich rodzajów skóry

Hera wykorzystuje unikalny laser diodowy 810 nm. Laser ogrzewa mieszki włosowe stopniowo do temperatury, która uszkadza je i zapobiega ponownemu wzrostowi.

Unikalna technologia super chłodzenia przynosi efekt bez bólu.

Hera jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów włosów, wszystkich kolorów i grubości zwłaszcza do włosów, które są trudne do usunięcia.

Pasuje do każdego rodzaju skóry, w tym skóry opalonej.

Duży rozmiar plamki zapewnia bezpieczeństwo i skuteczne leczenie.

Typ	HERA-600A
Długość fali	810nm
Moc	600W
Rozmiar plamki	12mm x 12mm
Maksymalny cykl pracy	0.5
Częstotliwość powtarzania	1-10Hz
Maks. gęstość energii	Up to 120/cm ²
Chłodzenie	Chłodzenie kontaktowe
Żywotność	Ponad10,000 godzin
Tryb sterowania	Kolorowy wyświetlacz dotykowy
Zasilanie	110/220 VAC, 15A , 50/60 Hz
Wymiary	420 x 526 x 1085 (mm)
Waga	50Kg
Zgodność z wymogami bezpieczeństwa	CE0197