



Przedstawiamy **AriaTele™**: **Obraz pewności**

Spacelabs jako pierwszy stworzył i wykorzystał w przestrzeni kosmicznej medyczną telemetrię monitorującą funkcje życiowe podczas misji NASA, a następnie przedstawił rozwiązania telemetryczne dla służby zdrowia.

Dziś Spacelabs przenosi monitorowanie telemetryczne na nowy poziom, oferując najnowszy, zaawansowany nadajnik pozwalający na szybkie weryfikowanie stanu zdrowotnego pacjenta. Każdy pacjent może czuć się bezpiecznie gdyż AriaTele ciągle przekazuje dane o jego stanie lekarzom, którzy nawet z dala od łóżka chorego są w stanie diagnozować i przewidywać jakie zajądą zmiany w stanie pacjenta.

Jak nazwać pewność połączoną z najwyższej jakości monitorowaniem telemetrycznym funkcji życiowych, którą otrzymuje zarówno pacjent jak i personel medyczny? Odpowiedzią jest jedno słowo - AriaTele.



Zintegrowany

Aria Tele EKG w pełni zaspokoi potrzebę uzupełnienia monitorowania bez wyświetlacza, nie zakłócając istniejących procedur pracy. Ponadto współpracuje z nadajnikami, antenami, systemami, monitorami i centralami nadzoru firmy Spacelabs, dając kompleksowy obraz na miarę XXI wieku.



Modelowy

Aria Tele EKG z SPO2 z wyświetlaczem dostarcza najbardziej wyczerpującego obrazu aktualnego stanu pacjenta.

Przeglądanie danych SPO2, EKG nigdy nie było tak szybkie i wygodne, dzięki dużemu wysokokontrastowemu wyświetlaczowi i czytelnym wykresom. Mocny, niezakłócony sygnał nadajnika wraz z wyraźnym wskaźnikiem naładowania baterii, budują poczucie bezpieczeństwa.




Pomysłowy

Odniesiony sukces podczas misji Gemini i Apollo w kosmosie pokazał, iż można skutecznie monitorować stan zdrowia z dużych odległości, bez poświęcania jego jakości. Następnym krokiem było przeniesienie zalet do szpitali w formie przyjaznej technologii monitorowania pacjenta.



Podgląd EKG

Poprzez strzałki góra/dół na wyświetlaczu można przeglądać każdą elektrodę EKG (dostępne jedynie w wersji z wyświetlaczem) po kolei wraz z pulsem serca. Obraz dopełnia wskaźnik naładowania baterii.



AriaTele

Wysokość: 131mm

Szerokość: 71 mm

Głębokość: 22 mm

Waga: 127 g

Solidny

Nadajniki AriaTele są wygodne i poręczne dając pewność chwytu pacjentowi. Nowoczesny design z przemyślanym rozłożeniem przycisków i solidną konstrukcją, to idealne połączenie na oddziale.



Adaptacyjny

Wodoodporny - atest IPX7, obudowa wraz z przyciskami zaprojektowane z myślą o trwałości, mają decydujący wpływ na niezawodność. Zasilanie zapewniają baterie alkaliczne AA, urządzenie współpracuje także z bateriami doładowywalnymi NIMH dla obniżenia kosztów i dłuższej żywotności pracy.



Inteligentny

Przemyślana złączka ułatwia obsługę grupując kable EKG w wygodnej formie, przyspieszając podłączenie i wpływając pozytywnie na trwałość złącza. Dedykowany wskaźnik natychmiast pokazuje odłączoną lub uszkodzoną wiązkę. Inteligentne, łatwe i niezawodne.

AriaTele™

Sztuka monitorowania



SPACELABS
Healthcare

Spacelabs Healthcare
35301 SE Center Street
Snoqualmie, WA 98065 USA
Telephone: 425-396-3300
In North America: 800-287-7108
Fax: +1 425-6396-3301

© 2014 All Rights Reserved
Spacelabs Healthcare is a wholly
owned subsidiary of OSI Sys-
tems, Inc M1128-no12

Wylączny przedstawiciel w Polsce:
Lifemed Poland Sp.z o.o.
ul. Cybernetyki 19b
02-677 Warszawa
Tel. 0 22 862 83 75/76

*Inspirujemy świat przenosząc najlepsze
rozwiązania opieki dla Pacjentów i ich Rodzin.*

Jeden Pacjent,

Jedna Rodzina,

Jeden Uśmiech.

www.spacelabshealthcare.com